



CATALOGO
CATALOGUE

2020
2021

MEDISPORT®

la ricerca al servizio della medicina sportiva research in the service of sports medicine

The best product through research



Dal 1991 al servizio dei professionisti della fisioterapia
Since 1991 at the service of physiotherapy experts



MEDISPORT[®]

Primo Intervento
First Aid

GELO RAPIDO RAPID FREEZE



Ghiaccio spray pronto all'uso; gas speciale, non ustionante, che consente l'attenuazione del dolore frenando il gonfiore.

- **Modalità d'uso:** Spruzzare sulla parte colpita con un movimento circolare da una distanza di circa 15 cm. Passare la mano per evitare eventuali condensazioni.
- **Indicazioni:** contusioni, distorsioni, contratture.

Ready to use freeze spray for rapid relief of pain and swelling.

- **Instructions:** spray over the injury in a circular motion from a distance of about 15 cm. Rub the area gently to even out the spray.
- **Indications:** bruises, sprains and strains.

PI122 400 ml 1/24pz.

FREDDO ISTANTANEO LARGE INSTANT COLD LARGE



Prodotto monouso che una volta schiacciato produce un processo di raffreddamento che lo rende adatto per il primo intervento allo scopo di ridurre il dolore ed il gonfiore della parte traumatizzata.

- **Modalità d'uso:** schiacciare la fiala interna con una pressione della mano. In questo modo attraverso una reazione chimica il granulato interno si trasforma in liquido a bassa temperatura.
- **Indicazioni:** contusioni, distorsioni, contratture.

Single use first aid ice pack for the instant relief of pain and swelling.

- **Instructions:** press the internal capsule to activate a chemical reaction which transforms the granules into a low temperature liquid.
- **Indications:** bruises, sprains and strains.

PI103 14cm x 25cm 1/25pz.

BORSA GHIACCIO & PORTA BORSA ICE BAG & ICE BAG WRAP



Contenitore per ghiaccio in tela da porre nelle parti ovunque necessiti un'applicazione di lunga durata.

- **Modalità d'uso:** Riempire di ghiaccio ed applicare sulla parte interessata.

A high quality fabric bag for containing ice. For longer lasting cold application wherever needed.

- **Instructions:** fill with ice and apply to the injured part.

PI135 1/10 pz

Il porta borsa ghiaccio è in neoprene di estrema comodità, favorisce l'applicazione della borsa del ghiaccio nelle parti traumatizzate.

This handy neoprene wrap helps to apply the ice bag to the injured part.

PI134 1/10 pz

GHIACCIO RIUSABILE COLD HOT + BENDA CRIOTERAPICA RE-USABLE COLD/HOT PACK + CRYO THERAPY BANDAGE



Cuscinetto di gel riutilizzabile per applicazioni esterne, adatto in tutti i casi nei quali è necessaria la terapia del freddo e del calore.

- **Modalità d'uso:** Per la terapia del freddo è sufficiente mettere la busta nel congelatore pronta per l'uso in qualsiasi momento. Per la terapia del calore invece mettere la busta nell'acqua calda o nel forno a microonde.
- **Indicazioni:** contusioni, distorsioni, contratture, piccole emorragie, epistassi.

This re-usable gel pack is ideal for the application of hot or cold compresses wherever needed.

- **Instructions:** keep the gel pack in the freezer ready for cold applications or heat it in hot water or microwave oven for hot compresses.
- **Indications:** sprains, strains, bruises, to stop the bleeding from small wounds and nosebleeds.

PI104 1/10 pz 30x23 cm

Borsa in tessuto contenente ghiaccio riusabile, facilmente lavabile è dotata di due fasce elastiche per farla aderire sulla parte del corpo da trattare. Il suo utilizzo è indicato soprattutto negli studi di fisioterapia.

An anatomical, flexible bandage made with high quality, easy-wash fabric studied to contain cold-hot pack making easier cold/hot applications. Ideal for use in physiotherapy centres.

PI107 1/10 pz

MEDISPORT[®]

Massaggio
Massage



OLIO NEUTRO NEUTRAL OIL



Dermatologicamente testato
Dermatologically tested

OLIO NEUTRO ALLE ERBE HERBES NEUTRAL OIL



OLIO DEFATICANTE DETIRING OIL



OLIO SUPER SPORT SUPER SPORT OIL



Sostanze funzionali: olio di jojoba, olio di germe di grano, olio di mais.

L'OLIO NEUTRO è il prodotto base degli oli Medisport. Si tratta di una miscela di oli naturali e oli minerali, dermatologicamente testata che ne fanno un olio specifico e molto utile nella pratica da massaggio. Si assorbe lentamente senza ungere garantendo il giusto supporto alla "lettura del muscolo" da parte dell'operatore, indicato per massaggi prolungati e sportivi. L'olio di Jojoba in esso contenuto inoltre per la sua caratteristica composizione non grassa, è altamente assorbibile dalla pelle umana e molto compatibile con essa. Esente da conservanti e fragranze, Può essere arricchito con oli essenziali.

Functional substances: jojoba oil, wheat germ oil, corn oil.

The NEUTRAL OIL is the primary product of Medisport oils. It is a mixture of dermatologically tested natural oils and mineral oils which make it a specific oil very useful for massages. It is absorbed slowly and it is not greasy, ensuring the right support for the operator when "reading" the muscle; suitable for long massages and sports massages. Moreover, Jojoba oil, contained in it for its characteristic non-greasy composition, is highly absorbable by human skin and is very compatible with it. Free from preservatives and fragrances, it can be enriched with essential oils.

MA100 500 ml 1/12pz.

Sostanze funzionali: Olio di mais, olio di mandorle dolci, olio d'avocado, estratto di artemisia, estratto arnica, olio essenziale di menta piperita.

L' OLIO NEUTRO ALLE ERBE è un prodotto di ultima generazione, una miscela di sei olii (vegetali e minerali) di grande valore come ad esempio l'olio di mais con proprietà emollienti e veicolanti. Le note dominanti dell'olio di arnica e di avocado, arricchiscono questa formula e fanno di questo olio un prodotto di eccellenza per il massaggio con proprietà decongestionanti grazie alla presenza dell'estratto di artemisia e arnica. Gradevolmente aromatico supporta il massaggio con la sua fragranza energizzante e stimolante, non unge e si assorbe lentamente garantendo il giusto supporto alla tecnica di massaggio e alla "lettura del muscolo". Adatto per massaggi prolungati.

Functional substances: corn oil, sweet almond oil, avocado oil, artemisia oily extract, arnica oily extract, peppermint essential oil.

The NEUTRAL OIL WITH HERBS is a state-of-the-art product, a mixture of six oils (vegetable and mineral) of great value, such as corn oil with emollient and carrying properties; the prevailing notes of arnica and avocado oil, enrich this formula making this oil a product of excellence for massages with decongestant properties thanks to the presence of the extract of wormwood and arnica. Pleasantly aromatic, it supports the massage with its energising and stimulating fragrance, it is not greasy and it is absorbed slowly, ensuring the right support for the massage technique and for "reading" the muscle. Suitable for long massages.

MA161 500 ml 1/12pz.

Sostanze funzionali: Olio di mais, olio di mandorle dolci, olio d'avocado, olio essenziale di menta piperita.

L'OLIO DEFATICANTE è un olio da massaggio studiato per le esigenze del professionista. La sua particolare composizione, lo rende adatto ad un massaggio profondo e prolungato con effetto idratante e rinfrescante. L'olio di mandorle dolci, in esso contenuto, si integra molto bene con il film idrolipidico, ostacolando l'evaporazione dell'acqua cutanea e favorendone un'immediata idratazione.

Functional substances: corn oil, sweet almond oil, avocado oil, peppermint essential oil.

The DETIRING OIL is a massage oil designed for the needs of professionals. Its particular composition makes it suitable for a deep, long massage, with a moisturising and refreshing effect. The sweet almond oil, contained in it, integrates very well with the hydro-lipid film, hindering the evaporation of skin water and favouring immediate hydration.

MA110 500 ml 1/12pz.

Sostanze funzionali: Salicilato di metile, olio di mandorle dolci, olio di jojoba, olio di avocado, canfora.

L'OLIO SUPER SPORT è una miscela di olii minerali e naturali con effetto riscaldante intenso grazie alla presenza della Canfora e del Salicilato di Metile, è indicato per i massaggi pre-gara per offrire ai muscoli lo stimolo giusto prima della prestazione soprattutto per gli sport all'aperto e nei periodi freddi. La sua formulazione è stata recentemente rivista e perfezionata per poter meglio soddisfare le esigenze dello sportivo. L'olio di Jojoba, in esso contenuto, inoltre per la sua caratteristica composizione non grassa è altamente assorbibile dalla pelle umana e molto compatibile con essa.

Functional substances: methyl salicylate, sweet almond oil, jojoba oil, avocado oil, camphor.

The SUPER SPORT OIL is a mixture of mineral and natural oils with an intense warming effect due to the presence of camphor and methyl salicylate; it is suitable for pre-race massages to give the muscles the right stimuli before the performance especially for outdoor sports and when it is cold. Its formulation has been recently revised and improved in order to better meet the needs of athletes. Moreover, Jojoba oil, contained in it, for its characteristic non-greasy composition, is highly absorbable by human skin and is very compatible with it.

MA106 500 ml 1/12pz.

POMATA NEUTRA NEUTRAL OINTMENT



Dermatologicamente testato
Dermatologically tested

Sostanze funzionali: nessuna.

La POMATA NEUTRA è il prodotto base della linea pomate Medisport.

È una crema, dermatologicamente testata, consistente e di facile spalmabilità. La sua formulazione neutra consolidata ormai da anni non unge e si assorbe velocemente creando il giusto "grip" sulla cute che permette all'operatore di effettuare un perfetto massaggio senza affaticarsi.

Può essere arricchita con oli essenziali.

Functional substances: none.

The NEUTRAL OINTMENT is the primary product of the Medisport cream line.

It is a thick, dermatologically tested cream that is easy to rub in. Its neutral formulation is not greasy and is quickly absorbed, creating the right "grip" on the skin, which allows the operator to perform a perfect massage without getting tired.

It can be enriched with essential oils.

MA121 500 ml 1/12pz.

BALSAMO RISCALDANTE WARMING BALM



Sostanze funzionali: nicotinato di etile, olio di germe di grano, olio di mandorle dolci, canfora, capsico.

Il BALSAMO RISCALDANTE è un'emulsione fluida di facile applicazione e riassorbimento. È uno dei prodotti Medisport ad azione revulsiva media. Prodotto indicato prima dell'attività sportiva in quanto aiuta il riscaldamento muscolare e articolare prima dello sforzo nella stagione invernale o quando si vuole effettuare una prestazione "a caldo" dall'inizio.

La sua formulazione lo rende adatto a massaggi non intensivi e rapidi.

Functional substances: ethyl nicotinate, wheat germ oil, sweet almond oil, camphor, capsicum.

The WARMING BALM is a fluid emulsion which is easy to apply and is easily absorbed; it is one of the Medisport products with average revulsive action. Product suitable before doing sports since it helps the muscles and joints to warm up before exercise in the winter season or when you want to start the performance with "warm" muscles.

Its formulation makes it suitable for non-intensive, rapid massages.

MA114 500 ml 1/12pz.

LOZIONE RINFRESCANTE REFRESHING LOTION



Sostanze funzionali: mentolo, estratto di malva, estratto di aloe vera, estratto di calendula.

La LOZIONE RINFRESCANTE è una soluzione idroalcolica di estratti di piante con proprietà lenitive, emollienti, ammorbidenti e protettive, inoltre il mentolo in esso contenuto conferisce al prodotto un'azione tonificante e rinfrescante.

Non unge ed esplica un'azione sgrassante. Suggestivo a fine massaggio per donare una sensazione di freschezza.

Functional substances: menthol, malva sylvestris extract, aloe barbadensis leaf extract, calendula officinalis flower extract.

The REFRESHING LOTION is a water-alcohol-based solution of plant extracts with soothing, emollient, softening and protective properties; also, the menthol contained in it gives the product an invigorating and refreshing effect.

It is not greasy and has a degreasing action. Recommended after a massage to give a feeling of freshness.

MA126 500 ml 1/12pz.

**I prodotti per fisioterapia
adesso hanno un punto
di riferimento online**



**MEDISPORT
STORE**

**acquistare comodamente
in qualsiasi momento
della giornata
e da qualsiasi dispositivo
elettronico con pochi click**

**Richiedi il tuo
CODICE SCONTO PERSONALE
ecommerce@medisport.it**



Follow us



www.medisport.it



CREMA MASSAGGIO CONDUTTIVA
CONDUCTIVE MASSAGE CREAM



Dermatologicamente testato
Dermatologically tested

EMULSIONE FLUIDA CONDUTTIVA
CONDUCTIVE FLUID EMULSION



CREMA CONDUTTIVA PER DIATERMIA
CONDUCTIVE CREAM FOR DIATHERMY



SENZA PARAFFINA
PARAFFIN FREE



Sostanze funzionali: acqua marina atomizzata, allantoina.

La CREMA MASSAGGIO CONDUTTIVA è una crema di ultima generazione. È uno dei prodotti con caratteristiche conduttive grazie all'elevata presenza di Sali minerali. È una crema idratante, non grassa con buona viscosità adatta a tutte le tecniche di massaggio sia in ambito fisioterapico che sportivo. È arricchita da atomizzato di acqua marina ricca di calcio e magnesio. L'allantoina invece stimola i processi di riparazione dei tessuti lasciando la cute morbida, elastica e vellutata e proteggendola dalle aggressioni esterne.

Functional substances: atomized sea water, allantoin.

The CONDUCTIVE MASSAGE CREAM is a state-of-the-art cream and one of the products with conductive features thanks to the presence of mineral salts. It is a moisturising cream, it is not greasy and it has good viscosity. It is suitable for all massage techniques both for physiotherapy and for sport. It is enriched with atomised sea water, rich in calcium and magnesium. The allantoin stimulates the repair processes of the tissues, leaving the skin soft, supple and silky smooth, protecting it from external aggressions.

MA164 1000 ml 1/12pz.

Sostanze funzionali: acqua marina atomizzata.

L' EMULSIONE FLUIDA CONDUTTIVA Emulsione di ultima generazione con caratteristiche conduttive grazie all'elevata presenza di Sali minerali marini quali magnesio, calcio, sodio e potassio. E' una emulsione dalla consistenza leggera e di facile applicazione con una sua propria scorrevolezza consistente quanto basta per massaggi con poca frizione, ideale per trattare i grandi distretti muscolari.

Functional substances: Atomized sea water.

The CONDUCTIVE FLUID EMULSION is a state-of-the-art emulsion with conductive features thanks to the presence of marine mineral salts such as magnesium, calcium, sodium and potassium. It is a light emulsion which is easy to apply and is smooth enough for massages with little friction, ideal for treating large muscle groups.

MA168 500 ml 1/12pz.

MA169 10000 ml 1/2pz.

Sostanze funzionali: per i dispositivi medici non si definiscono sostanze funzionali

La CREMA CONDUTTIVA PER DIATERMIA è una crema specifica per l'utilizzo con le apparecchiature a trasferimento energetico (diatermia) e con il Cryoultrasound. Crema idratante con elevata capacità di conduzione data dalla ricchezza di Sali Minerali, che favoriscono e prolungano gli effetti della terapia, e dall'assenza di paraffina, che scherma il trasferimento energetico. La particolare combinazione di lanolina, che dona consistenza, e l'olio di vaselina, che agevola lo scorrimento, e la completa assenza di paraffina, permettono di effettuare i trattamenti con le apparecchiature specifiche in maniera sicura e affidabile. Infatti il prodotto rimane inalterato durante il trattamento offrendo un alto rendimento e garantendo la giusta protezione a garanzia del paziente.

Prodotto specifico ad uso professionale, dispositivo medico di classe I Dir. 93/42/CEE

MA170 1000 ml 1/12pz.

Functional substances: for medical devices no functional substances are defined

The CONDUCTIVE CREAM FOR DIATHERMY is a specific cream for use with energy-transfer equipment (diathermy) and with the Cryoultrasound. Moisturising cream with a high conductive capacity given by the presence of Mineral Salts, which promote and prolong the effects of the therapy, and by the absence of paraffin, which blocks energy transfer. The particular combination of lanolin, which makes it thick, and Vaseline oil, which makes it smooth, and the complete absence of paraffin, allow to carry out treatments with specific equipment in a safe and reliable manner. In fact, the product remains unchanged during the treatment, offering high performance and ensuring the proper protection for the patient.

Specific product for professional use, Class I medical device Directive 93/42/EEC.



POMATA CALDO FREDDO
COLD/HOT OINTMENT



Sostanze funzionali: mentolo, salicilato di metile.

La POMATA CALDO FREDDO è un prodotto tecnico con base anidra di vaselina. Crema consistente di facile applicazione che genera sensazioni di caldo-freddo che svolgono sul corpo azioni di vasocostrizione e vasodilatazione. L'alternanza di queste azioni crea un effetto lenitivo intenso.

Functional substances: menthol, methyl salicylate.

The COLD HOT OINTMENT is a technical product with an anhydrous Vaseline base. Thick cream, easy to apply that creates warm-cold sensations. It performs vasoconstriction and vasodilation actions on the body. The alternation of these actions creates and intense soothing effect.

MA159 200 ml 1/20pz.

POMATA SUPER SPORT
SUPER SPORT OINTMENT



Sostanze funzionali: salicilato di metile, olio di jojoba, olio di avocado, nicotinato di etile.

La POMATA SUPER SPORT è un prodotto tecnico particolarmente indicato per il settore sportivo. È una pomata anidra a base di vaselina filante ad effetto molto riscaldante, studiata per coadiuvare il trattamento delle masse muscolari indicata per preparare il muscolo allo sforzo intenso. L'olio di Jojoba, esso contenuto, per la sua caratteristica composizione non grassa è altamente assorbibile dalla pelle umana e molto compatibile con essa. La presenza della vaselina crea una pellicola di protezione sulla cute che, soprattutto nelle attività sportive all'aperto, mantiene l'effetto del massaggio anche in caso di freddo e umidità.

Functional substances: methyl salicylate, jojoba oil, avocado oil, ethyl nicotinate.

The SUPER SPORT OINTMENT is a technical product particularly suitable for the sports industry. It is a Vaseline-based anhydrous ointment with a warming effect, designed to assist the treatment of muscle masses and suitable to prepare the muscle for intense effort. Moreover, Jojoba oil, contained in it, for its characteristic non-greasy composition, is highly absorbable by human skin and is very compatible with it. The presence of Vaseline creates a protective film on the skin which, especially in outdoor sporting activities, maintains the effect of the massage even in the case of cold weather or humidity.

MA125 200 ml 1/20pz.



POMATA BLU
BLUE OINTMENT



Sostanze funzionali: canfora, salicilato di metile, mix di oli essenziali (menta piperita, eucalipto, melissa, ginepro, camomilla, salvia, timo bianco, rosmarino, arancio dolce, pino, melleuca alternifolia, coriandolo, finocchio, chiodi di garofano, limone, menta crispa, lavanda, cannella, origano, cardamomo, arancio amaro, sandalo)

La POMATA BLU è un prodotto tecnico particolarmente indicato in ambito sportivo, è una miscela anidra a base di vaselina super raffinata contenente 20 estratti liposolubili ed erbe diverse. Prodotto di media consistenza ideale per il massaggio o per impacchi bendati.

Functional substances: camphor, methyl salicylate, mix of essential oils (peppermint, eucalyptus, bitter orange, cardamom, chamomile, cinnamon, clove, coriander, fennel, juniper, lavender, lemon balm, lemon, orange, origanum, pine cone, rosemary, sage, sandalwood, spearmint, tea tree, white thyme).

The BLUE OINTMENT is a technical product particularly suitable for sports; it is a super refined Vaseline-based anhydrous mixture containing 20 different liposoluble extracts and herbs. Product with average thickness ideal for massages or bandaging.

AR101 200 ml 1/20pz.

GHIACCIO GEL
ICE GEL



Sostanze funzionali: mentolo, olio essenziale di menta piperita.

Il GHIACCIO GEL è un prodotto tecnico, gel fluido ad effetto rinfrescante grazie al mentolo e all'olio essenziale di menta piperita. L'effetto raffreddante che si crea dopo l'applicazione lo rendono adatto a diversi utilizzi: nelle situazioni dove è necessario creare un freddo immediato, in caso di gambe gonfie e pesanti, per un massaggio rinfrescante e tonificante. Può essere utilizzato in combinazione con un prodotto da massaggio neutro.

Functional substances: menthol, peppermint essential oil.

The ICE GEL technical product. It is a fluid gel with a refreshing effect thanks to the menthol and the peppermint essential oil. The cooling effect achieved after application makes it suitable for different uses: in situations where it is necessary to cool the area immediately, in case of swollen and heavy legs, for a refreshing and invigorating massage. It can be used in combination with a neutral massage product.

PI102 200 ml 1/20pz.





MEDISPORT[®]

Taping
Taping

SPORT MEDI TAPE RIGATO
STRIPED SPORT MEDI TAPE



spalmatura della colla a "pettine"
"striped" glue application

- Facile srotolamento
- Forte tenuta
- Semplicità di strappo
- Ottima adesività
- easy unroll
- strong support
- easy tear off
- high adhesiveness

Benda anelastica da taping con adesivo all'ossido di zinco. Possiede una elevata adesività ed aderisce in modo sicuro alla pelle. Caratterizzata dalla spalmatura della colla a "pettine" per consentire la traspirazione della cute. Disponibile anche colorato.

- **Indicazioni:** indicato per il bendaggio funzionale/taping per immobilizzazione e bendaggi di sostegno in caso di distorsioni, slogature o traumi articolari. Studiato anche per fasciature articolari protettive assicurando un corretto bloccaggio ed una massima tenuta.

DISPONIBILE ANCHE COLORATO

Non-elastic tape with zinc oxide adhesive. Its high strength adhesive provides excellent adhesion to the skin. Characterized by the "striped" glue application to help skin transpiration.

- **Indications:** suitable for functional binding, for immobilisation or for support binding for sprains, dislocations or injuries to joints. Also ideal for the protective binding of joints providing a perfect degree of bracing.

ALSO AVAILABLE IN DIFFERENT COLOURS

TA135	2,5 cm x 14 m	6/96pz.
TA134	3,8 cm x 14 m	6/60pz.
TA133	5,0 cm x 14 m	6/48pz.

SALVAPELLE
UNDERWRAP



Salvapelle elastico in schiuma poliuretanica sottile altamente porosa. Evita la preparazione della pelle e permette una facile, rapida ed indolore rimozione del bendaggio adesivo.

- **Indicazioni:** indicato per salvaguardare la pelle dall'adesivo del taping.

A highly porous elastic underwrap in thin polyurethane foam. This underwrap eliminates the need for preparation of the skin and ensures a quick, easy and painless removal of adhesive bandages.

- **Indications:** to protect skin from tape adhesive.

TA110	7,0 cm x 27 m	1/48pz.
-------	---------------	---------

HEEL AND LACE PRETAGLIATO
PRECUT HEEL AND LACE



Schiuma per imbottitura pretagliata.

- **Modalità d'uso:** da applicare direttamente sulla parte da proteggere.
- **Indicazioni:** indicata per imbottitura per bendaggi. Aiuta a prevenire sfregamenti e la formazione di vesciche nelle zone più soggette.

Pre cut padding foam.

- **Instructions:** apply directly to the area as required.
- **Indications:** use as padding for bandages. Helps prevent pinching and blistering in friction-prone areas.

TA148	7,5 cm x 7,5 cm x 250 pz.
-------	---------------------------

BENDA IN SCHIUMA DI GOMMA
FOAM RUBBER



Schiuma di gomma lunghezza mt 1 da ritagliare a seconda della misura desiderata.

- **Modalità d'uso:** applicare sulla zona interessata senza tensione e senza sovrapporre i bordi poi rivestire con una benda compressiva.
- **Indicazioni:** indicata per fasciature compressive ed imbottitura nei bendaggi funzionali ed in medicina sportiva.

One meter long foam rubber to cut to the required size.

- **Instructions:** apply to the area without stretching or overlapping then cover with a compression bandage for functional taping in sports medicine.
- **Indications:** for compression binding and padding

TA114	8 cm x 1 m x 1 cm h
TA132	8 cm x 1 m x 0,5 cm h



MEDI 203
MEDI 203



Benda adesiva elastica
Elastic adhesive bandage

MEDI 203 H.M.
MEDI 203 H.M.



Benda adesiva elastica
Elastic adhesive bandage

H.M.

Splamatura altamente porosa
Highly porous hot melt
Applicabile senza salvapelle
Applicable without pre-wrap

FORBICI DI LISTER
LISTER SCISSORS



MEDI 401- 403
MEDI 401- 403



A Anelastica
Anelastic



B Elastica
Elastic

MEDI 105
MEDI 105



Benda coesiva
Cohesive bandage



Benda adesiva elastica, 100% cotone, con linea centrale gialla per allineamento. Estensibilità del 70% circa.

- **Modalità d'uso:** ben tollerabile grazie all'elevato contenuto di cotone ed alla adesività ed alta porosità. Buona conformabilità ad ogni parte del corpo, non scivola, è elastica e porosa.
- **Indicazioni:** indicata nel trattamento di patologie tendinee (tendinopatie croniche), patologie muscolari (contusioni, distorsioni e lussazioni), ed articolari (lesioni capsulo-legamentose di minor entità e croniche). In flebologia per il trattamento elastocompressivo di patologie vascolari dell'arto inferiore.

Adhesive, elastic bandage made of 100% cotton. Central yellow line aids alignment. Approximately 70% extendible.

- **Instructions:** well tolerated cotton and porous adhesive. Non-slip with good conformity to any body part.
- **Indications:** for use in the treatment of tendon (chronic tendinitis), muscle (bruises, strains and sprains) and minor joint pathology. Also used in the elastic compression of the legs for venous problems.

BE115	5 cm x 4,5 m	12/60pz.
BE116	7,5 cm x 4,5 m	12/60pz.
BE117	10 cm x 4,5 m	12/60pz.

Benda adesiva elastica, monoestensibile, con massa adesiva a base di ossido di zinco altamente porosa, con linea centrale gialla per allineamento applicabile direttamente sulla cute senza bisogno del salvapelle.

- **Modalità d'uso:** grazie alla sua particolare struttura è applicabile direttamente sulla pelle, facilmente rimovibile anche durante la fase di applicazione.
- **Indicazioni:** indicata nel trattamento di patologie tendinee (tendinopatie croniche), patologie muscolari (contusioni, distorsioni e lussazioni), ed articolari (lesioni capsulo-legamentose di minor entità e croniche). In flebologia per il trattamento elasto-compressivo di patologie vascolari dell'arto inferiore.

Adhesive, elastic, mono-extensible bandage with zinc oxid adhesive mass, highly porous with central alignment line. MEDI 203 H.M. is latex-free and anallergic, it has a strong adhesion and high transpiration it can be applied directly on the skin without pre-wrap.

- **Instructions:** thanks to its particular structure it is applicable directly on the skin, it can be easily removed even during the application phases.
- **Indications:** for use in the treatment of tendon (chronic tendinitis), muscle (bruises, strains and sprains) and minor joint pathology. Also used in the elastic compression of the legs for venous problems.

BE195	5 cm x 4,5 m	12/60pz.
BE196	7,5 cm x 4,5 m	12/60pz.
BE197	10 cm x 4,5 m	12/60pz.

Forbici per cerotti e bendaggi in genere con punta arrotondata in acciaio inox.

- **Indicazioni:** ideale per tagliare bendaggi e cerotti.

Stainless steel round ended scissors for general use with bandages and plasters.

- **Indications:** ideal for cutting bandages and plasters.

TA111	18 cm	1pz.
-------	-------	------

Benda all'ossido di zinco al 14%, disponibile anelastica ed elastica.

- **Modalità d'uso:** il potere lenitivo della pomata la rende particolarmente adatta ai trattamenti di pelli arrossate ed irritate.
- **Indicazioni:** nel trattamento di distorsioni, lussazioni e dopo la rimozione del gesso.

Bandage with 14% zinc oxide, available anelastic and elastic.

- **Instructions:** the soothing properties of this bandage make it suitable for treatment of reddened and irritated skin.
- **Indications:** for the treatment of sprains and strains and after the removal of plaster.

Anelastica/Anelastic		
BE183	10 cm x 5 m	1/20pz.
Elastica/Elastic		
BE143	10 cm x 5 m	1/20pz.

Benda di garza elastica con orli tagliati. Superficie tipo crepe. Estensibilità del 100% ca.

- **Modalità d'uso:** non incolla sulla pelle, sui capelli o sui vestiti ma unicamente su se stessa non scivola. Permeabile all'aria, assorbente, ben tollerata è facile da portare grazie alla massima conformabilità
- **Indicazioni:** specifica per bendaggi alle regioni coniche e rotonde, è ideale per fasciature di sostegno e compressione.

A cohesive, elastic, crepe bandage with cut edges. Approximately 100% extendible.

- **Instructions:** does not stick to skin, hair or clothing, only to itself. It is non-slip, breathable, absorbent, well tolerated and easy to wear thanks to its high degree of conformity.
- **Indications:** specifically developed for bandaging conical and round parts of the body.

For support and compression bandaging and the lasting retention of dressings without limiting movement.

BE106	6 cm x 4 m	1/30pz.
BE107	8 cm x 4 m	1/30pz.
BE108	10 cm x 4 m	1/30pz.

POWERFLEX
POWERFLEX



Benda coesiva elastica strappabile

- Leggero e flessibile aderisce su se stesso
- Assorbe il sudore senza scivolare lasciando traspirare la pelle
- Assicura il bloccaggio senza impedire la mobilità
- Facilmente strappabile
- Idro

Easy-to-tear elastic cohesive bandage

- *Light and flexible, it is self adherent*
- *It absorbs sweat, it's breathable and won't slip*
- *It provides snug support without restricting mobility*
- *Hand easy tear*
- *Water proof*

POWERFLEX è una benda coesiva brevettata, a strappo ideale per la medicina sportiva. Leggera ed elastica, idro, offre agli atleti un'ottima tenuta senza ingombro. La compressione esercitata da PowerFlex assicura il bloccaggio dei tendini e dei legamenti senza impedire la mobilità e la sensibilità. L'applicazione del PowerFlex è molto veloce, infatti non serve utilizzare salvapelle e collante, PowerFlex può essere applicato direttamente sulla pelle. L'applicazione del PowerFlex offre un supporto durevole ed elastico che non scivola via con il sudore e che protegge da traumi distorsivi.

- **Indicazioni:** indicato per il trattamento di patologie tendinee (tendinopatie croniche) patologie muscolari (contusioni, distorsioni, lussazioni) ed articolari (lesioni capsulo-legamentose di minor entità e croniche).

POWERFLEX is a patented cohesive bandage, ideal for sports medicine. Light and elastic, water proof, it provides snug support without restricting player's freedom of movement. The compression exercised by PowerFlex assures support to tendons and ligaments. PowerFlex applications is extremely quick, in fact there is no need to use pre-wrap and adhesive, PowerFlex can be applied directly in the skin. PowerFlex offers long lasting support that doesn't slip with sweat and gives protection from injuries.

- **Indications:** suitable to treat tendons (chronique tendonitis), muscle (bruises, sprains, strains) and minor joint pathologies.

BE144	5,0 cm x 5,5 m	24pz.	bianco/white
BE145	7,5 cm x 5,5 m	16pz.	bianco/white
BE146	10 cm x 5,5 m	12pz.	bianco/white

POWER TAPE
POWER TAPE



TENSIONE FORTE
STRONG TENSION

Tape coesivo, idrorepellente, modellabile che sostituisce il tradizionale tape adesivo; aderisce su se stesso ed è stato realizzato utilizzando fibre sintetiche, per essere usato in combinazione con Powerflex. L'applicazione, effettuata con tecnica appropriata, permette di realizzare un bendaggio a forte tenuta e resistenza, che pur dando supporto garantisce mobilità e libertà di movimento. Infatti un bendaggio con tape tradizionale cede il 6% di tenuta mentre il bendaggio con i prodotti coesivi del Powerflex System, cede solo l'1%.

PowerTape e VictoryTape sono strappabili con le mani e aderiscono su se stessi e su Powerflex creando così un sistema di bendaggio tra i più resistenti e duraturi. Entrambi i prodotti sono resistenti all'acqua e al sudore e sono traspiranti.

- **Indicazioni:** indicata nel trattamento di patologie tendinee, patologie muscolari ed articolari.

Quale è la differenza tra Powertape e Victorytape?

Il Powertape è tra i tape coesivi l'originale e il riferimento standard con 41 lbs di forza tensione (18.59 kgs) e meno dell'1% di elasticità.

Il Victorytape è la versione più leggera del Powertape, più facile anche da strappare con 38 lbs di forza tensione (17.23 kgs), ma identico per elasticità e idrorepellenza e performance al Powertape.

POWERTAPE

BE187	2,5 cm x 13,7 m	48pz.
BE188	3,8 cm x 13,7 m	32pz.
BE189	5,0 cm x 13,7 m	24pz.

VICTORY TAPE
VICTORY TAPE



TENSIONE NORMALE
NORMAL TENSION

It is a cohesive and water resistant tape that replaces the traditional cloth athletic tape; adheres on itself and it is made of synthetic fibers to be used in combination with PowerFlex. The application, done with proper technique, allows to realize a bandage with high strength and resistance, which, while providing support assures mobility and freedom of movement. In fact the traditional cloth tape releases 6% of its holding strength whereas the bandage with PowerFlex System releases 1% only.

PowerTape and VictoryTape are easy to tear, adhere to themselves and to Powerflex, creating one of the most resistant taping system. Both are water and sweat resistant and breathable.

- **Indications:** suitable to treat tendons, muscles and minor joint pathologies.

What is the difference between PowerTape & VictoryTape?

PowerTape is the original and still gold standard of cohesive tapes with 41 lbs of tensile strength (18.59 kgs) and less than 1% stretch.

VictoryTape is a more easy to hand-tear version of PowerTape. You get 38 lbs of tensile strength (17.23 kgs) with the same no-stretch, water-resistant performance of PowerTape.

VICTORYTAPE

TA203	3,8 cm x 13,7 m	32pz.
TA204	5,0 cm x 13,7 m	24pz.

POWERFAST POWERFAST



POWERSPEED POWERSPEED



POWERFLEX AFD POWERFLEX AFD



È un nastro adesivo ed elastico in materiale sintetico, flessibile ma al tempo stesso forte, è sottile e confortevole. Non assorbe l'acqua e mantiene la sua caratteristica elasticità garantendo così un bendaggio con un supporto durevole.

La particolare formulazione dell'adesivo permette una buona tenuta senza creare problemi alla pelle, può infatti essere applicato direttamente sulla cute senza bisogno del salvapelle.

- **Indicazioni:** per la prevenzione degli infortuni alla caviglia e delle lesioni, sostiene distorsioni e stiramenti, per la stabilità post-infortunio.

It is an adhesive and elastic tape made of synthetic fabric, flexible yet strong, it is thin and comfortable. It does not absorb water and retains its characteristic elasticity thus ensuring a bandage with a long lasting support.

The special adhesive formulation allows a strong support without creating problems to the skin, it can be applied directly to the skin without the need of pre-wrap or hair removal.

- **Indications:** Ankle injury prevention, supports sprains and strains, provides injury prevention and post-injury stability.

BE193	5,5 cm x 4,5 m	24pz.
BE194	7,5 cm x 4,5 m	16pz.

È un tape coesivo espressamente ideato per effettuare bendaggi veloci, offre il massimo supporto e non scivola con il sudore o l'acqua. Si strappa facilmente con le mani per un'applicazione molto rapida. Anche con il Powerspeed non c'è bisogno di prodotti adesivi e del salvapelle, **si può effettuare il bendaggio direttamente sulla cute.**

- **Indicazioni:** per un taping veloce, per la prevenzione degli infortuni alla caviglia, per un supporto in caso di distorsioni e stiramenti, fornisce supporto nella prevenzione degli infortuni e stabilità nel post-trauma in caso di inversione, eversione e gravi distorsioni della caviglia.

It is a cohesive athletic wrap designed for speed taping, it delivers maximum support for a modified taping system. It won't slip/migrate from sweat or water, and tears easily by hand for quick application. With Powerspeed you do not need any adhesive spray or pre-wrap, you can tape directly on the skin.

- **Indications:** Speed taping, ankle injury prevention, supports sprains and strains, provides injury prevention and post-injury stability for inversions, eversions and high ankle sprains

BE198	5 cm x 5,5 m	24pz.
BE199	7,5 cm x 5,5 m	16pz.

POWERFLEX AFD POWERFLEX AFD

Bendaggio con duplice funzione: assorbimento e compressione realizzato con Powerflex sul quale è stato applicato uno strato di foam assorbente e resistente all'acqua.

Questo bendaggio garantisce tenuta, flessibilità e aderenza dello strato di foam che assorbe i liquidi ed evitando le contaminazioni.

- **Istruzioni:** applicare direttamente sulla pelle effettuando il bendaggio sulla parte da trattare.

Bandage with double function: absorption and compression realized with PowerFlex base on which a foam layer has been applied, this foam layer is absorbent and water resistant.

This bandage grants long lasting support, flexibility and adherence of the

foam layer that absorbs liquid and avoid contaminations.

- **Instructions:** apply bandage directly on the skin.

BE184	5 cm x 2,28 m	16pz.
BE185	10 cm x 2,28 m	8pz.

I prodotti per fisioterapia
adesso hanno un punto
di riferimento online



**MEDISPORT
STORE**

acquistare comodamente
in qualsiasi momento
della giornata
e da qualsiasi dispositivo
elettronico con pochi click

**Richiedi il tuo
CODICE SCONTO PERSONALE
ecommerce@medisport.it**



Follow us



www.medisport.it



MEDISPORT[®]

Kinesiology Taping
Kinesiology Taping

KINESIOLOGY TAPE



Nastro adesivo elastico con elasticità e spessore paragonabili a quelli della cute umana, ha un'elasticità del 50-60% e svolge sul corpo un'azione biomeccanica. Il collante utilizzato per questo nastro è un adesivo ipoallergenico applicato sul tessuto in modo da formare un disegno ondulato. Il Kinesiology Tape non contiene farmaci o ingredienti chimici, è traspirante, resistente all'acqua e utilizzabile per più giorni fino ad una settimana una volta tolto non lascia residui sulla pelle. Il bendaggio che si realizza con il Kinesiology Tape pur dando supporto, garantisce libertà di movimento permettendo all'individuo di praticare liberamente attività fisica aiutando a prevenire l'affaticamento, favorendo il drenaggio linfatico.

- **Indicazioni:** usato per applicazioni di Kinesiology Taping, questo bendaggio svolge un'azione bio-meccanica grazie a microscopici sollevamenti della pelle, aiutando il trattamento di disordini muscolari, dei disturbi della circolazione sanguigna e linfatica, attenua il dolore e aiuta il riallineamento muscolare. Il Kinesiology Tape permette all'individuo di ricevere i benefici terapeutici 24 ore al giorno.

It is an adhesive and elastic tape very similar to the characteristics of human skin in thickness and weight, it has 50-60% elasticity and it offers a bio-mechanical action on human body. The glue employed in this tape is a medical acrylic adhesive applied on the tissue in a wave design. The Kinesiology Tape does not contain medical or chemical ingredients, it is breathable, water resistant and each application resists for several days, once removed it does not leave glue residue on the skin. The Kinesiology Taping system gives support while maintaining full range of motion, enabling the individual to do physical activity because it prevents overuse or over-contraction of muscle tissues, facilitating lymph flows.

- **Indications:** used for Kinesiology Taping applications, this bandage offers a bio-mechanical action thanks to microscopic skin lifting, helping the treatment of muscle disorders, blood and lymphatic circulation disorders, calms pain and corrects joint alignment. The Kinesiology Tape allow the individual to receive therapeutic benefits all day long.

● TA171	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	naturale/beige
● TA172	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	fucsia/fuchsia
● TA173	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	blu/blue
● TA174	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	nero/black
● TA178	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	verde/green
● TA179	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	giallo/yellow
● TA192	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	arancio/orange
● TA196	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	rosso/red

● TA177	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	bianco/white
● TA201	5 cm x 5 m x 6pz	1/20 box	viola/violet
● TA176	5 cm x 32 m	1/20 box	naturale/beige
● TA182	5 cm x 32 m	1/20 box	fucsia/fuchsia
● TA183	5 cm x 32 m	1/20 box	blu/blue
● TA187	5 cm x 32 m	1/20 box	nero/black
● TA175	7,5 cm x 5 m x 4pz	1/20 box	naturale/beige

FORBICI PROFESSIONALI PROFESSIONAL SCISSORS



Forbici professionale di alta qualità realizzata in acciaio, rivestita di carbonio e di una speciale resina che mantengono le lame perfette per anni. Il taglio del Kinesiology Tape con questa forbice risulterà netto e pulito e non lascerà residui sulla forbice stessa.

High quality professional scissors made of stainless steel and coated with black carbon and fluorine resin that will keep the blades perfect for years to come. The cut of Kinesiology Tape with this scissor will be sharp and clean and will not leave any glue trace on the scissors.

TA155 1pz.

SKIN LOTION SKIN LOTION



Prodotto studiato per la detersione cutanea per facilitare l'applicazione e la tenuta del Kinesiology Taping. Aiuta a rimuovere sostanze lipidiche di origine sebacea ed epidermica.

- **Modalità d'uso:** applicare una piccola quantità di prodotto sulla parte da trattare e massaggiare, eliminare con una garza il prodotto in eccesso.
- **Indicazioni:** indicato per la detersione della pelle prima di effettuare un bendaggio con Kinesiology Taping.

Recommended for skin cleansing in order to help the application and kept of Kinesiology Taping. It helps to remove lipid substances of sebaceous origin.

- **Instructions:** apply a small quantity on the area to treat and massage, remove with a damp gauze the remaining product.
- **Indications:** for skin cleansing before the Kinesiology Taping application.

TA184 200 ml 1/20pz.



MEDISPORT[®]

Medicazione
Dressing

EUROFIX EUROFIX



LONG FIX LONG FIX



COMPRESSE STERILI STERILE GAUZES



MEDICOMP MEDICOMP



STERIBLOCK SPRAY STERIBLOCK SPRAY



EMOSALV PLUS EMOSALV PLUS



Cerotto in tessuto non tessuto retinato a massima impermeabilità, molto morbido, dermofilo ed altamente ipoallergico. Caratterizzato da un'elasticità dovuta alla speciale lavorazione che permette la massima adattabilità del cerotto alle pieghe della pelle ed a parti anatomiche particolarmente irregolari e difficili, assicurando in ogni caso un fissaggio ottimale della medicazione ed un'elevata traspirazione cutanea.

- **Indicazioni:** indicato per il fissaggio di medicazioni.

A plaster in soft, hypoallergenic, non-weave fabric. Highly impermeable and with a remarkable elasticity that allows the bandage to be shaped to skin folds and difficult body parts. It ensures excellent retention of dressing and skin transpiration.

- **Indications:** used for fixing dressings.

ME100 10 cm x 10 m 1/12pz

Cerotto adesivo in striscia in morbido tessuto bianco retinato elastico con compressa non aderente ad alto potere d'assorbimento e con adesivo poliacrilico, ipoallergico.

- **Indicazioni:** indicato per il fissaggio di medicazioni.

Adhesive strip plaster made of soft white webbing with a highly absorbent non-adhesive pad and a hypoallergenic acrylic adhesive.

- **Indications:** used for fixing dressings.

ME114 8 cm x 50 m 1/12pz

Compresse di garza idrofila con bordi di taglio ripiegati. La confezione è in buste sterili da due compresse ad 8 strati.

- **Indicazioni:** indicate per la generica medicazione delle ferite.

Pads of folded gauze with cut edges. Each sterile wrapper contains two 8-layer pads.

- **Indications:** for the general dressing of wounds.

ME148 10 cm x 10 m x 25pz 1/8box

Compresse in tessuto non tessuto ad alto potere di assorbimento in buste da due compresse a quattro strati.

- **Indicazioni:** indicato per medicazioni in generale come tampone e compressa ambulatoriale.

Highly absorbent pads in a non-weave fabric. Each sterile wrapper contains two 4-layer pads.

- **Indications:** for the general dressing of wounds as absorbent pad or compress.

ME104 10 cm x 10 m x 25pz 1/8box

Tampone emostatico ad uso locale spray.

- **Modalità d'uso:** applicare una quantità di polvere sufficiente a ricoprire la zona della ferita. In caso di emorragia abbondante, spruzzare sulla garza ed apporla sulla ferita applicando una pressione provvisoria se necessario.
- **Indicazioni:** indicato per uso in casi di sanguinamento.

A haemostatic spray for local use.

- **Instructions:** apply enough powder to cover the wound area. If the bleeding is heavy spray the product onto a gauze and apply pressure to the wound.

- **Indications:** to stop the bleeding.

ME215 50 ml 1/12pz.

Tampone nasale emostatico in cellulosa naturale particolarmente assorbente. Il filo radio opaco inserito in tutta la lunghezza del tampone, facilita l'estrazione.

- **Modalità d'uso:** detergere delicatamente con l'apposito fazzoletto la parte da trattare ed inserire il tampone della misura adatta alla profondità della narice. Verificare poi con l'apposito specchietto il corretto inserimento del tampone ed attendere alcuni secondi per ottenere la giusta espansione.
- **Indicazioni:** indicato per risolvere velocemente problemi di epistassi di piccole e medie entità senza uso di sostanze chimiche.

This haemostatic nasal plug is made of highly absorbent cellulose. It has a radio-opaque thread through its length which aids extraction.

- **Instructions:** clean the area carefully with the cleansing wipe then insert the appropriately sized plug into the nostril. Ensure the plug is correctly positioned using the mirror and wait a few moments for the plug to expand.

- **Indications:** quickly resolves light and moderate nose bleeds without the use of chemicals.

ME110 1/12pz.

DERMABOND
DERMABOND



Adesivo cutaneo liquido a base di 2-octyl cianoacrilato. Applicato sulla cute, forma una pellicola resistente, elastica ed impermeabile. È un'efficace barriera antimicrobica ed è indicato per applicazioni topiche al fine di mantenere approssimati i margini delle ferite.

- **Modalità d'uso:** dopo aver pulito la ferita applicare il prodotto in uno strato sottile. Appena applicato il Dermabond forma uno strato forte e flessibile in 40/60 secondi e raggiunge la massima resistenza in 2 minuti e mezzo.
- **Indicazioni:** per la chiusura di ferite, non applicare sulle mucose, sui capelli.

Indicato per tagli netti e non lacerati.

Liquid skin adhesive containing 2-octyl cyanocrylate. As applied to skin, it forms a strong elastic and waterproof film. It is an effective layer of protection from the bacteria, indicated for topical applications to hold closed easily approximated skin edges of wounds.

- **Instructions:** after cleaning your wound, apply the adhesive in thin layer. As soon as Dermabond is applied, it produces a strong and flexible bond in 40/60 seconds, reaching its maximum strenght in 2 and a half minutes.
- **Indications:** advisable to hold wounds closed, do not apply on mucosal surfaces or on hair. Indicated for clean and non lacerated cuts.

ME186 0,5 ml-12 fiale/ vials singola/single

PUNTI PER SUTURA
CLOSURE STRIP



Cerotti di sutura a striscia di tessuto non tessuto rigido (100% polipropilene) con adesivo poliacrilico dermatofilo per sutura automatica delle ferite. Sterili e pronte all'uso per un utilizzo rapido e sicuro. Congiungono i bordi della ferita in modo pulito e su ampia superficie ottenendo una cicatrice impeccabile dal punto di vista estetico.

- **Modalità d'uso:** applicare la striscia in modo perpendicolare alla ferita in modo da congiungere i due bordi favorendo la cicatrizzazione.
- **Indicazioni:** le strisce Steri Strip sostituiscono o completano le suture cutanee.

These skin closure strips are made of non-weave rigid 100% polypropylene with acrylic adhesive. Sterile and ready to use, these suture strips bring together even large wound margins for an aesthetically brilliant result.

- **Instructions:** apply the strip perpendicular to the wound to bring together the wound margins and aid healing.
- **Indications:** use Steri Strip sutures in place of or in addition to traditional sutures.

ME120 5 punti/closure 1/50pz.

EUROMED CEROTTO
PLASTER WITH ABSORBENT PAD



Medicazione adesiva in morbido TNT con bordo adesivo ipoallergenico e con una compressa speciale che non aderisce alla ferita.

- **Indicazioni:** medicazione pronta all'uso per ferite superficiali.

An adhesive dressing in soft TNT fabric with an adhesive border. It is hypoallergenic and the special dressing pad does not stick to the wound.

- **Indications:** a ready to use dressing for superficial wounds.

ME207 10 cm x 8 m x 50pz 1/6box
ME208 15 cm x 8 m x 50pz 1/6box
ME209 21 cm x 10 m x 50pz 1/6box

KIT MEDICAZIONE
DRESSING KIT



Kit medicazione sterile composto da:

- 1 telo a due strati cm 33x48;
- 1 pinza emostatica kelly dritta;
- 1 pinza anima d'acciaio;
- 1 forbice;
- 1 benda ovattata;
- 3 tamponi rotondi mm30;
- 3 garze a 8 strati;
- 1 sacchetto per residui

- **Indicazioni:** indicato per tutte quelle occasioni dove sia necessario poter disporre di materiale pronto all'uso.

A sterile dressing kit made of:

- 1 2-layer cloth size 33 x 48 cm
- 1 straight Kelly clamp
- 1 pair steel tweezers
- 1 pair of scissors
- 1 bandage
- 3 round plugs 30 mm
- 3 8-layer gauzes
- 1 waste bag

- **Indications:** for use wherever ready to use materials may be required for the dressing.

ME123 1/10pz.

ABRASION
ABRASION



4% Ossido di zinco / 4 % Zync oxyde

Pomata a base di ossido di zinco indicata per mantenere la pelle morbida.

- **Modalità d'uso:** applicare senza far assorbire il prodotto sulla zona interessata, rende la pelle più morbida. Solo uso esterno evitando il contatto con ferite aperte, mucose ed occhi. In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua fredda.

A zinc oxide based ointment to keep skin smooth.

- **Instructions:** apply a thin layer without rubbing. Avoid contact with broken skin and eyes. If this should happen rinse thoroughly with cold water.

ME113 100 ml 1/20pz.





MEDISPORT[®]

Podologia
Foot care

SPORT WALKER
SPORT WALKER



E' una protezione idrocolloidale che svolge una efficace azione per prevenire la formazione di vesciche e successive lesioni cutanee. In presenza di vesciche già formate Walker allevia il disagio associato. In presenza di abrasioni, coadiuva il processo di guarigione della ferita, mantenendo un ambiente umido. Il prodotto è composto da un supporto in film 100% PU e da una miscela adesiva contenente carbossimetilcellulosa. Adesivo ipoallergenico privo di solventi.

- **Indicazioni:** per la prevenzione di vesciche e abrasioni e in loro presenza per alleviarne i fastidi.

Walker is a hydrocolloid patch that effectively prevents the formation of blisters and subsequent skin lesions. Where blisters have already formed, Walker alleviates the associated discomfort. Where there are abrasions, it assists in the healing process of the wound, maintaining a moist environment. The product consists of a 100% PU support film and an adhesive mixture containing carboxymethyl cellulose. Hyper allergenic adhesive, solvent free.

- **Indications:** protective pad for blisters and abrasion to alleviate the pain.

P0417	tallone/heel	7,4 x 4,2 cm x 5pz.	1/12 box
P0418	dita/finger	6,2 x 2,4 cm x 5pz.	1/12 box

CUSCINETTI IN GEL
GEL PADS



Cuscinetto gelatinoso per vesciche che dà la stessa sensazione della pelle umana. E' in grado di rimuovere ogni tipo di frizione tra due superfici durante il movimento.

- **Modalità d'uso:** facile da tagliare si può applicare sulla parte dove è necessario.
- **Indicazioni:** grazie al suo potere assorbente è in grado di alleviare il dolore ed il prurito di abrasioni e ferite.

This gel pad for blisters feels like human skin. It removes all friction and rubbing between two moving surfaces.

- **Instructions:** easy to cut and apply to the required area.
- **Indications:** thanks to its absorbency it alleviates pain and itching from abrasions and wounds.

P0118	□	vaso 200 pz./jar 200 pcs	1/5 conf
P0112	○	vaso 48 pz./jar 48 pcs	1/5 conf

TALLONETTE IN SILICONE
SILICON HEEL CUPS



Tallonette avvolgenti in silicone, antishock e antivibrazione, morbide e con cuscinetto nella parte più sensibile. Adattabili a qualsiasi tipo di scarpe, preferibilmente sportive.

- **Modalità d'uso:** per un migliore comfort si consiglia di spolverare sulla superficie un velo di borotalco prima dell'utilizzo e dopo ogni lavaggio.
- **Indicazioni:** ideale per il riassorbimento dei traumi al tallone e per problemi alla spina calcaneare grazie al suo cuscinetto anti shock. Consigliate per il sollievo di tendiniti, talloniti, traumi dello sport e fatica muscolare.

Wrapping silicon heel cups, antishock and smooth, these silicone cups have a central protection pad. Suited for all kind of shoes but especially for sport ones.

- **Instructions:** for increased comfort dust the surface of the heel cups with talc before use and after each wash.
- **Indications:** ideal for use with heel injury. The shock absorbent pad gives relief in cases of heel spur.

Recommended for treating tendonitis, heel inflammations, sport injuries and muscle stress.

P0113	scarpa 30-38/up size 38 (size 5 British)	1/12 pz
P0113	scarpa 39-40/over size 38 (size 5 British)	1/12 pz

TALLONETTA TULI'S
TULI'S HEEL CUP



Tallonetta con struttura in morbido materiale antishock assorbente ed elastico. Disegno calcaneare doppio nido d'ape.

- **Indicazioni:** ideale per talloniti e talalgie anteriori - Morbo di Haglund e di Server - Tendinopatie dell'achilleo - Sproni calcaneari - Borsiti retrocalcaneari - Prevenzione delle talalgie nella pratica sportiva.

Heel cups in a soft, elastic, shock absorbent material.

- **Indications:** ideal in cases of plantar fasciitis, retrocalcaneal bursitis (pump bump), Sever's disease, tendonitis of the Achilles tendon, heel spur and prevention of heel pain in sport.

P0114	regular (fino a 80 kg/until 80 kg)	1/12 pz
P0115	large (oltre a 80 kg/over 80 kg)	1/12 pz

RESTON
RESTON



Cuscinetto autoadesivo in schiuma poliuretanica che aiuta a distribuire il peso del corpo ed a prevenire le vesciche. Si può tagliare e modellare per varie applicazioni.

- **Modalità d'uso:** facile da tagliare si può applicare sulla parte ove necessario.
- **Indicazioni:** protegge dalle abrasioni, evita arrossamenti, irritazioni e piaghe.

An adhesive cushioning pad in polyurethane foam that helps to evenly distribute body weight and prevent blisters. It can be cut and shaped for a variety of applications..

- **Instructions:** easy to cut and apply wherever needed.
- **Indications:** protects from rubbing, irritation and sores.

P0101	300 x 200 x 11 mm x 10pz.	1 box
P0102	300 x 200 x 25 mm x 5pz.	1 box

POMATA PIEDI
FOOT OINTMENT



Crema ideale per i piedi dell'atleta, ammorbidisce la pelle evitando i fastidiosi effetti dovuti al sudore ed all'attività fisica. Prodotto ad effetto rilassante e defaticante, è deodorante agli estratti di piante di timo e di ippocastano. Il timo svolge un'azione antisettica e batteriostatica, mentre l'ippocastano svolge un'azione rilassante e defaticante.

- **Modalità d'uso:** applicare sulla parte da trattare e massaggiare per il tempo necessario. Solo uso esterno evitando il contatto con ferite aperte, mucose ed occhi. In caso di contatto accidentale sciacquare abbondantemente con acqua fredda.
- **Indicazioni:** va applicato prima e dopo la preparazione pre-agonistica.

This ideal cream for sportsmen's feet softens the skin and combats the effects of perspiration and exercise. Natural extracts of thyme have a deodorising, antibacterial and antiseptic action whilst extracts of horse chestnut relax and relieve fatigue.

- **Instructions:** apply to the area and massage as required. For external use only. Avoid contact with eyes and broken skin. If this should happen rinse thoroughly with cold water.
- **Indications:** apply before and after pre-competition warm up.

P0107	100 ml	1/2pz.
-------	--------	--------

TUBIFOAM
TUBIFOAM



Protezione tubolare per avampiede in schiuma di poliuretano a cellule chiuse, rivestito internamente di maglia in cotone.

- **Modalità d'uso:** applicare tra le dita dei piedi e tagliare per la lunghezza necessaria.
- **Indicazioni:** particolarmente studiato per l'applicazione podologica, previene e cura le dita e le zone del piede e della mano soggette a pressione e frizione. Inoltre indicato come sollievo in casi di calli, duroni, occhi di pernice e vesciche in genere.

Cylindrical protective pad in closed-cell polyurethane with a cotton covering.

- **Instructions:** cut to the correct length and place between the toes.
- **Indications:** developed for the use in chiropody, this product is used in treatment and prevention for those areas of the hand and foot subject to pressure or rubbing. Also useful to relieve pressure on corns, calluses and blisters.

P0100	Ø 25 mm	1 conf
-------	---------	--------

SET PODOLOGIA
FOOT CARE SET



Set per trattamento del piede completo di elegante astuccio realizzato in materiale lavabile con numerosi scomparti adatto a ferri di tutti i tipi.

- Il set è composto dai seguenti articoli:
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 sgorbia piatta n 3 | 1 sgorbia piatta n 6 |
| 10 lime cartone cm 18 | 1 credo originale |
| 1 forbice acuta curva cm 11,5 | 1 spingipelle doppio inox |
| 1 tronchesi taglio retto cm 10,5 | 1 tronchesi taglio curvo cm 14 |
| 10 bastoncini arancio | 10 lime cartone cm 12 |
| 10 lame similcredo | 1 forbice acuta retta cm 11,5 |

- **Indicazioni:** indicato per la podologia.

An elegant, well finished foot care set in a washable synthetic fabric. It has many compartments suitable for tools of all types.

- The set consists of:
- roll-up tool kit bag
- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 steel gouge no 3 | 1 steel gouge no 6 |
| 10 emery boards 18 cm | 1 concave nippers cm 11.5 |
| 1 corn and callus trimmer | 1 pair concave nippers cm 14 |
| 1 pair straight nippers cm. 1,5 | 1 cuticle pusher |
| 10 orange sticks | 10 corn and callus trimmer blades |
| 1 sharp pointed nippers cm 1,5 | |

- **Indications:** for use in foot care.

P0103	1 pz
-------	------





MEDISPORT[®]

Borse e Bauli professionali
Cases and professional Bags

BORSA DA CAMPO FIELD BAG




BORSA PROFESSIONALE PROFESSIONAL BAG



BORSA TEAM PROFESSIONALE PROFESSIONAL TEAM BAG



TEAM BAG TEAM BAG



Borsa piccola e maneggevole sia a mano che a tracolla con lati rigidi che la rendono particolarmente indicata per gli interventi in campo.

- **Indicazioni:** ideale per riporre il materiale e per il primo intervento in campo.

Extremely manageable bag with rigid sides that makes it suitable for quick intervention in field for injuries.

- **Indications:** ideal to store all materials and for the first intervention in field.

BP103 40 x 26 x 17 cm 1/5pz.

Borsa a mano e a tracolla, realizzata in nylon lavabile e lavorato a nido d'ape. Estremamente capiente è dotata di scomparti esterni sia sui lati maggiori che minori.

- **Indicazioni:** ideale per riporre il materiale che deve essere spostato con mezzi di trasporto (anche viaggi aerei).

A soft hand and shoulder bag made of nylon honeycombed. Extremely capable, this bag has external compartments on both minor and major sides.

- **Indications:** to store all materials to be carried during transfers (Air transfert too).

BP141 50 x 30 x 42 cm 1/5pz.

Borsa di medie dimensioni trasportabile a mano o a tracolla con lati rigidi indicata da tenere a bordo campo per le squadre di volley, basket, pallamano. E' dotata di scomparti esterni sia sui lati maggiori che minori.

- **Indicazioni:** ideale per riporre il materiale e per il primo intervento in campo.

Medium-sized bag transportable by hand or with shoulder strap with rigid sides indicated to be held at the edge of the field for volleyball, basketball and handball teams. It is equipped with external compartments both on the larger and smaller sides.

- **Indications:** ideal for storing the material and for the first intervention in the field.

BP166 42 x 25 x 24 cm 1/5pz.

Bauletto pratico, leggero, resistente e comodo grazie alla maniglia estraibile e alle rotelle. Si apre lateralmente mettendo così a disposizione i due cassetti superiori. Realizzato in compensato marino rivestito di laminato plastico antigraffio, bordato con profili in alluminio, rivestito internamente con materiale antiurto e anallergico.

- **Indicazioni:** indicata per il trasporto di materiale durante gli spostamenti.

Practical, lightweight, resistant and ideal for transport. Made of marine hardboard laminated with scratch resistant plastic, it has aluminium trim. Lined with knock-resistant hypoallergenic fabric, with pullout handle and two small drawers.

- **Indications:** for quick and easy travel.

con trolley e maniglia estraibile
with wheels and pull out handle

BP136

large P/D 32 cm x L/W 50 cm x A/H 40 cm
singola/single

Baule pratico e resistente montato su 5 ruote girevoli di cui tre dotate di freno. L'apertura del pannello frontale mette a disposizione all'utente 3 cassetti e alcuni scomparti realizzati sul pannello stesso. Realizzato in compensato marino, rivestito in laminato plastico anti-graffio, foderato internamente di materiale antiurto ed anallergico.

- **Indicazioni:** indicato per il trasporto di materiale durante gli spostamenti.

This trunk is practical, lightweight and resistant. Made of cellular polypropylene, it has aluminium trim, galvanised accessories and is lined with knock-resistant hypoallergenic fabric. It has five rotating castors, three with breaks. It has three internal sliding drawers. Reinforced castors, drawer dividers and drawers of various sizes are also available on request.

- **Indications:** for the transport of equipment during travels.

BP122

P/D 59 cm x L/W 49 cm x A/H 7 singola/single
ruote escluse/without castors

**Realizziamo bauli su misura. Contattateci per informazioni:
If you need a trunk on your personal design please contact us at:**

info@medisport.it

BAULE MAGAZZINO
MAGAZZINO FLIGHT - CASE



Pratico, leggero e resistente montato su quattro ruote girevoli di cui due con freno. Baule molto capiente e versatile può essere fornito anche con cassetto interno estraibile. Realizzato in compensato marino, rivestito in laminato plastico antigraffio, foderato internamente di materiale antiurto ed anallergico.

- **Indicazioni:** indicato per il trasporto di materiale durante gli spostamenti.

This trunk is practical, lightweight and resistant. It has four rotating castors, two with breaks. Made of marine hardboard laminated with scratch resistant plastic, it has aluminium trim, galvanised accessories and is lined with knock-resistant hypoallergenic fabric. An additional removable interior drawer is available on request for shoes or other accessories. Reinforced castors are also available on request.

- **Indications:** for the transport of equipment during travels.

BP120	P/D 50 cm x L/W 100 cm x A/H 50 singola/single ruote escluse/without castors	
--------------	---	--

GHIACCIAIA
ICEBOX



Ghiacciaia realizzata con materiale di ottima qualità, facile da pulire, non rilascia odori il manico è incorporato nel coperchio e ha una presa sicura per un trasporto agevole. L'esterno di solida e durevole plastica non si ammacca e non si corrode. Il coperchio si apre verso il basso su entrambi i lati e si chiude con un meccanismo a molla per un trasporto sicuro.

- **Indicazioni:** mantiene per parecchie ore le bevande fresche ed è utile anche nei viaggi come portamedicinali.

The inside, made of quality materials, is easy to clean and will not develop smells. The handle is incorporated into the lid and has a secure grip for easy transport. The outside is hardwearing plastic that will not dent, scratch, rust or splinter. The rocking cover opens downwards on either side of and locks with a spring catch making it safe to carry.

- **Indications:** will keep drinks cool for hours and is also useful as a medicine box when travelling.

BP105	piccola/small	1/5pz.
BP106	grande/large	1/5pz.
BP164	extra con ruote/extra with wheel	1/2pz.

DISTRIBUTORE BEVANDE
BEVERAGE COOLER



Ghiacciaia molto robusta, non si deforma, non si rompe nemmeno nelle condizioni d'uso più severe. Assicura inoltre un perfetto isolamento termico.

- **Indicazioni:** per mantenere il ghiaccio o le ergobevande in campo durante la partita.

This sturdy icebox will not break, bend, dent or drip even in the most severe conditions. Ensures excellent thermal insulation.

- **Indications:** for storing ice or sports drinks in the field during the match.

ER349	5 lt	singola/single
ER103	7,6 lt IGLOO	singola/single
ER104	18,9 lt IGLOO	singola/single

BORRACCIA
SPORT DRINK BOTTLE
CESTELLO
BOTTLE HOLDER



Borraccia per ergobevanda.

Bottle for energy drinks.

ER105	1 lt	singola/single
--------------	------	----------------

Cestello per 6 borracce.

Bottle holder for 6 bottles.

ER106	singola/single	
--------------	----------------	--





MEDISPORT[®]

Circuito Riabilitativo
Rehabilitation Circuit

MEDISPORT® CLINIC



CRYOULTRASOUND

MEDIPHARON 5



MEDILASER 15 ED



DEEP OSCILLATION



MEDISLIPPER 1000




METODO APS



IMOOVE

CRYOULTRASOUND
cod. **EL100**



Il **CRYOULTRASOUND**, già unico nel suo genere è ulteriormente arricchito da caratteristiche tecnologiche innovative che lo rendono ancora più efficace. È un elettromedicale che basa il suo funzionamento sul sinergismo di due tecniche terapeutiche: la crioterapia e l'ultrasuonoterapia. L'uso contemporaneo di queste due tecniche potenzia i normali effetti terapeutici abolendo la complicazione dell'effetto termico degli ultrasuoni. Ciò consente l'utilizzo del **Cryoultrasound** anche nei traumi e stati infiammatori acuti, oltre che il suo impiego nelle patologie in fase cronica.

Il **Cryoultrasound** facilita il processo di guarigione determinando un recupero più veloce per l'interruzione del ciclo dolore-spasmo-inattività poiché, sfruttando la massima potenza dell'ultrasuono e della crioterapia, produce un forte effetto antalgico e antinfiammatorio sui tessuti trattati.

Una delle innovazioni tecnologiche apportate al **Cryoultrasound**, che lo rende ancora più efficace ed affidabile, è il controllo della temperatura reale emessa dalla testina ed il suo raffreddamento in tempi estremamente brevi.

Questa maggiore potenza ed efficienza nel raffreddamento è dovuta all'utilizzo di un innovativo sistema ad espansione volumetrica che ne aumenta e ne migliora le prestazioni.

Il **Cryoultrasound** ha anche un nuovissimo display multilingua dal quale si possono scegliere una vasta gamma di protocolli terapeutici preimpostati per il trattamento di varie patologie.

Le innovazioni del CRYOULTRASOUND

- **Permette** il trattamento di patologie in fasi acute e croniche
- **Facilita** il processo di guarigione
- **Determina** un recupero più veloce per la rottura del ciclo dolore-spasmo-inattività
- **Crea** una situazione antalgica e antinfiammatoria
- **Sfrutta** la massima potenza dell'ultrasuono e della crioterapia
- **Nuovo design e dimensioni contenute**
- **Maggiore facilità di movimento ed utilizzo**
- **Reale corrispondenza tra la temperatura impostata e quella realmente emessa dalla testina**
- **Minore tempo di raffreddamento della testina**
- **Elevato controllo della temperatura all'interno del frigo**
- **Programmi reimpostati**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Max potenza uscita ultrasuoni	3 Watt x cm ²
Frequenza di lavoro	1MHz ± 5%
Classe di sicurezza	1 Tipo BF
Crioterapia	Regolabile fino a -10° C
Peso	30 kg
Dimensioni	66x37,5x93 cm
CE n°	0068

The **CRYOULTRASOUND**, already unique in its kind, is now enhanced by a new design and innovative technology which makes it even more effective. It is a medical device which is based on the synergy between two therapeutic techniques: cryotherapy and ultrasound therapy. The simultaneous use of these two techniques enhances the normal therapeutic effects eliminating complications emerging from the heat of the ultrasound.

This enables the therapist to use **Cryoultrasound** also in acute traumas and inflammations, as well as in chronic pathologies.

The **Cryoultrasound** supports the healing process determining a quicker recovery due to the interruption of the pain-spasm-inactivity cycle because, by exploiting the maximum power of ultrasound and cryotherapy, it produces a strong analgesic and anti-inflammatory effect on the treated tissues.

One of the technological innovations of the **Cryoultrasound**, is the real correspondence between the set temperature and the one emitted by the head; the cooling process occurs in a very short time (aprox. 2 minutes).

The more efficient cooling power is due to the use of an innovative volume expansion system which increases and improves performances.

The **Cryoultrasound** is also provided with a brand new multilanguage display with a range of therapeutic protocols set for the various pathologies.


CRYOULTRASOUND innovations

- **Enables** the treatment of pathologies in the acute and chronic stage
- **Favours** the healing process
- **Determines** a quicker recovery for the interruption of the pain-spasm-inactivity cycle
- **Creates** an analgesic and anti-inflammatory action
- **Exploits** the maximum power of ultrasound and cryotherapy
- **New shape design and small dimensions**
- **Easy to use**
- **Matching temperature with the set one and the cooling head**
- **Shorten cooling time**
- **High control of the fridge temperature**
- **Pre-set programmes**

TECHNICAL FEATURES

Max ultrasound output power	3 Watt x cm ²
Working frequency	1MHz ± 5%
Safety class	1 Tipo BF
Cryotherapy	Adjustable up to -10 C°
Weight	30 kgs
Sizes	66x37,5x93 cm
CE n°	0068

MEDI LASER 15 ED
cod. EL250



Accessorio
Accessory



MEDI LASER 15 ED è il nuovo Apparecchio per laserterapia ad alta potenza e accurato in grado di trattare patologie acute e croniche a 360°, garantendo sempre il migliore risultato possibile e rispondendo a ogni vostra esigenza terapeutica.

Infatti il MEDI LASER 15 ED dispone della più moderna ed avanzata tecnologia a semiconduttore che, oltre a permettere performance incredibili, offre un evidente vantaggio in dimensioni e costi.

L'emissione Laser del Nuovo MEDI LASER 15 ED ha una maggiore ampiezza rispetto ai laser continui e pulsati poiché, agendo con due diverse lunghezze d'onda, 810 Nm + 1064 Nm, garantisce una maggiore efficacia terapeutica.

MEDI LASER 15 ED grazie al raggio laser suddiviso in Due Diverse Lunghezze d'onda e alle diverse modalità di emissione disponibili (Continua, Singolo Impulso, Pulsata, Burst, Custom, Stocastica ed Antinfiammatoria), rende la terapia più flessibile adeguandola alle condizioni cliniche del paziente.

MEDI LASER 15 ED garantisce pertanto ottimali effetti terapeutici:

Effetto Antalgico muscolare ed articolare: grazie alla modulazione energetica favorisce la riduzione del dolore senza effetti collaterali.

Effetto Antinfiammatorio: grazie alla profonda stimolazione biologica dei tessuti, si facilita la vasodilatazione, aumentando l'apporto di ossigeno e attivando così le principali attività metaboliche.

Effetto Biostimolante: grazie alla stimolazione dei processi energetici cellulari, incrementa il rimodellamento dei tessuti attraverso la stimolazione della produzione di collagene.

- LE CARATTERISTICHE DEL MEDI LASER 15 ED**
- 7 modalità di emissione, ognuna differente per benefici e caratteristiche dell'impulso laser, grazie alle quali si può trattare al meglio le patologie del paziente sia in fase acuta che cronica:
- Modalità Continua (CW)
 - Modalità a Singolo Impulso
 - Modalità Pulsata
 - Modalità Burst (Treni di impulsi)
 - Modalità Antinfiammatoria
 - Modalità Stocastica
 - Modalità Custom (Regolazione di Duty - Frequenza)

Contiene inoltre una Libreria Patologica con i relativi protocolli interattivi per ogni patologia suddivisi per Fase acuta e cronica.

Sistema di sicurezza per il controllo della temperatura sulla testa laser in modo da poterne sempre verificare il corretto funzionamento.

DATI TECNICI

Alimentazione	100+240 Volt, 50-60 Hz
Assorbimento	160 VA
Conformità	IEC/EC 60601-1 60601-1-2
Direttiva 93/42	classe II B
Lunghezza d'onda	810nm(25%) + 1064nm(75%)
Potenza erogata	15W
Classe laser	IV
Certificazione	CE0068
Dimensioni	37x37x12 cm
Peso	4,8 kg

MEDI LASER 15 ED is a new accurate high power laser therapy device able to treat acute and chronic pathologies at 360°, always ensuring the best possible result and supporting each therapeutic need.

In fact MEDI LASER 15 ED has the most modern and advanced semiconductor technology that besides allowing incredible performance, provides a clear advantage in size and cost.

The laser emission of the MEDI LASER 15 ED is wider than other continuous and pulsed laser, because acting with a double wavelength, 810 Nm (25%) and 1064 Nm (75%) provides greater therapeutic efficacy.

MEDI LASER 15 ED in fact, acts with two different wave length in one unique laser emission and different emission modes (Continuous, Single Impulse, Pulsed, Burst, Custom, Stochastic Anti-inflammatory), making treatment more flexible and appropriate to the patient's clinical condition.

MEDI LASER 15 ED provides optimal therapeutic effects.

Muscle and joint Analgesic effect: thanks to the energetic modulation, it helps to reduce pain without side effects.

Anti-inflammatory effect: thanks to deep biological stimulation of tissues, facilitates vasodilation, increasing the oxygen supply and activating the main metabolic activities.

Bio-stimulating effect: thanks to the stimulation of cellular energy processes, increases the tissue re-modelling through stimulation of collagen production.

CHARACTERISTICS OF MEDI LASER 15 ED

7 emission modes, each one different for benefits and laser impulse characteristics, for the best treatment of patient pathologies both in acute and chronic phase:

- Continuous mode (CW)
- Single Pulse Mode
- Pulsed Mode
- Burst Mode (Train of impulses)
- Anti-inflammatory Mode
- Stochastic Mode
- Custom mode (Duty - Frequency regulation)

It contains a Pathological Library with related interactive protocols for each pathology divided by acute and chronic phase.

Safety system for the control of temperature on the laser head so that you can always check that the device is working properly.

TECHNICAL DETAILS

Power source	100+240 Volt, 50-60 Hz
Absorption	160 VA
Conformity	IEC/EC 60601-1 60601-1-2
Directive 93/42	classe II B
Wave Lenght	810nm(25%) + 1064nm(75%)
Laser power	15W
Laser class	IV
Certification	CE0068
Dimensions	37x37x12 cm
Weight	4,8 kg

MEDI PHARON 5
cod. EL246



- DIATERMIA CAPACITIVA E RESISTIVA
 - MODALITÀ PULSATA, AUTOMATICA , AUTOMATICA PULSATA
 - VEICOLAZIONE TRANSDERMICA
- CAPACITIVE AND RESISTIVE DIATHERMY
 - PULSED, AUTOMATIC AND AUTOMATIC PULSED MODES
 - TRANSDERMAL VEHICULATION



SENZA PARAFFINA
PARAFFIN FREE

MEDI PHARON 5 è l'innovativo dispositivo elettromedicale di ultima generazione per la diatermia capacitiva e resistiva, che permette di effettuare trattamenti terapeutici di alto livello. Compatta e potente, MEDI PHARON 5 è efficace nell'accelerazione della guarigione della maggior parte dei problemi in fisioterapia: distorsioni, tendiniti, distrazioni osteoarticolari ed in generale tutti i traumi e malattie di origine osteoarticolare e muscolare, sia in fase acuta che cronica.

La tecnologia di MEDI PHARON 5 è basata sulla diatermia, ovvero sul trasferimento energetico capacitivo e resistivo, la cui efficacia è comprovata da numerose ricerche mediche e studi scientifici.

MEDI PHARON 5 è un dispositivo completo e flessibile che dispone di diverse modalità di trattamento.

E' dotata di automatismi e protocolli preimpostati che semplificano il lavoro del terapeuta, ma permette anche di personalizzare completamente i parametri dei trattamenti per adattarli alle esigenze di ogni paziente.

Modalità standard

La modalità base di Medi Pharon 5 consente al terapeuta di impostare il trattamento in 3 modi:

- manuale;
- temporizzata, impostando il tempo di trattamento;
- a somministrazione, configurando l'energia da trasferire.

Modalità pulsata regolabile

Con la modalità pulsata regolabile, l'erogazione di energia non è continua, ma avviene ad intervalli di tempo regolari. In questo modo il terapeuta può controllare l'energia fornita tra un impulso e l'altro, in modo da generare la corretta omeostasi cellulare ed escludere gli effetti collaterali.

Modalità Automatica e Automatica Pulsata

Con la modalità automatica, Medi Pharon 5 è in grado di operare in maniera autonoma, svincolando il terapeuta dall'esecuzione manuale del trattamento.

Modalità Automatica Pulsata

Questa modalità unisce i vantaggi della modalità automatica e della modalità pulsata regolabile in capacitivo e resistivo.

Modalità Veicolazione Transdermica

Medi Pharon 5 è dotata di un'innovativa funzione che facilita l'assorbimento di principi attivi attraverso la pelle, sfruttando la tecnica conosciuta come "veicolazione trans dermica". E' un metodo non invasivo, utile per il trattamento di molte patologie, che permette di far penetrare in profondità le sostanze benefiche contenute nelle creme.

Medi Pharon 5 è compatta, potente e facilmente trasportabile. Grazie all'innovativa tecnologia con cui è costruita, permette di erogare elevate potenze e di raggiungere alte performance terapeutiche, con un ingombro veramente ridotto.

MEDI PHARON 5: CARATTERISTICHE E FUNZIONALITÀ

- Modalità resistiva e capacitiva in un unico manipolo
- Modalità manuale con 4 range di frequenze diverse
- Display Touchscreen e software interattivo
- Innovativo sistema di misurazione dell'energia: ETC "Energy Transfer Control"
- Libreria di protocolli e guida ai trattamenti
- Impostazione automatica del trattamento

DATI TECNICI

Alimentazione	100+240 Volt, 50-60 Hz
Assorbimento	160 VA
Conformità	IEC/EC 60601-1 60601-1-2
Direttiva 93/42	classificazione II B
Potenza	120 W effettivi (350Wpp)
Test automatico	Test automatico
Display	Touch - screen TFT a colori 5,7 "
Certificazione	CE0068
Dimensioni	37x37x12 cm
Peso	3,7 kg

MEDI PHARON 5 is the innovative electro-medical device of last generation for the capacitive and resistive diathermy, which allows treatment of high therapeutic level.

Compact and powerful, MEDI PHARON 5 is effective to accelerate the recovery of most of the problems in physiotherapy: sprains, pulled muscles, tendinitis, osteo-articular distraction, and in general all traumas and diseases of osteo-articular and muscle origin, both in acute and chronic phase.

MEDI PHARON 5 technology is based on diathermy, or rather on the resistive and capacitive energy transfer, whose efficiency is proven by several medical researches and scientific studies.

MEDI PHARON 5 is a complete and flexible device, equipped with innovative features that support therapist and ensure the best treatment to the patient. It is equipped with automatic and preset protocols that simplify the work of the therapist, but also allows you to completely customize the parameters of the treatment in order to adapt it to the needs of each patient.

Standard mode

The basic mode of Medi Pharon 5 allows the therapist to set treatment in three ways:

- manual;
- timed, by setting the treatment time;
- administration, setting up the energy to be transferred.

Adjustable pulsed mode

With the adjustable pulsed mode, the supply of energy is not continuous, but occurs at regular time intervals. This mode is particularly indicated in the treatment of diseases in acute phase involving the muscle skeletal system: in these cases, in fact, the continuous delivery of energy can cause pain in the patient.

Automatic mode

With the automatic mode, Medi Pharon 5 is able to operate independently, freeing the therapist from manual treatment execution.

Pulsed automatic mode

This mode combines the advantages of automatic and adjustable pulsed mode, both in capacitive and resistive frequencies.

Transdermic vehiculation mode

Medi Pharon 5 has an innovative feature that supports the absorption of active substances through the skin, exploiting the technique known as "transdermal vehiculation". It is a non-invasive method, useful for the treatment of many diseases, which allows the deep penetration of beneficial substances.

Medi Pharon 5 is compact, powerful and easy to transport. Thanks to the innovative technology used, it is possible to deliver high powers and achieve high therapeutic performances, with a very small size.

MEDI PHARON 5: CHARACTERISTICS AND MODALITIES

- Capacitive and resistive mode in one handpiece
- Manual mode with 4 different frequency ranges
- Touchscreen display and interactive software
- Innovative energy measurement system: ETC "Energy Transfer Control"
- Pathology library and protocols guide
- Automatic treatment setting

TECHNICAL DETAILS

Power supply	100+240 Volt, 50-60 Hz
Absorption	160 VA
Conformity	IEC/EC 60601-1 60601-1-2
Directive 93/42	classification II B
Power	120 W effettivi (350Wpp)
Cable check	automatic check
Display	TFT a color touchscreen 5,7 "
Certification	CE0068
Dimensions	37x37x12 cm
Weight	3,7 kg

DEEP OSCILLATION cod. **EL198**



Evident

Software disponibile
CLINIC, SPORT

Available software
CLINIC, SPORT



Per aumentare i benefici della linfoterapia manuale, la scuola Dr. Vodder adotta con successo il principio terapeutico brevettato **DEEP OSCILLATION®**.

DEEP OSCILLATION cod. **EL199**



Personal

Software disponibile
CLINIC, SPORT

Available software
CLINIC, SPORT



To increase the benefits of the manual lymphotherapy, Dr. Vodder school adopts the patented therapeutic principle **DEEP OSCILLATION®**.

Deep Oscillation® è un procedimento terapeutico unico e brevettato. Grazie all'utilizzo delle forze elettrostatiche di attrazione e rilascio della cute, gli impulsi attraversano i tessuti con piacevoli oscillazioni che hanno effetto a livello biologico fino in profondità. Le oscillazioni, a differenza di altre forme di terapia, agiscono in maniera assolutamente non invasiva e fino in profondità su tutte le parti del tessuto trattate (cute, epidermide, tessuto adiposo sottocutaneo, muscoli, sangue e vasi linfatici).

Con **Deep Oscillation®** si ottengono i seguenti effetti fisiologici, clinicamente documentati:

- riduzione del dolore
- azione antinfiammatoria
- miglioramento della troficità
- azione cicatrizzante
- riduzione del dolore sottocutaneo
- assorbimento degli edemi
- azione antifibrotica
- disintossicazione
- miglioramento della qualità dei tessuti

Per effettuare il trattamento, il paziente deve tenere tra le dita della mano un elettrodo di contatto di titanio. L'effetto terapeutico creato da **Deep Oscillation®** si produce con l'applicatore manuale che viene fatto scorrere sulla pelle.

Deep Oscillation® grazie al trattamento non invasivo, non traumatico e altamente efficace è particolarmente indicato nei seguenti casi:

Traumi e lesioni dovute a sovrallenamento - **Deep Oscillation®** ha un effetto antinfiammatorio e anti-edematoso; favorisce una mobilitazione immediata ed autonomia del paziente, permettendo così una veloce ripresa nelle forme di terapia attiva del paziente.

Terapia pre e post operatoria - **Deep Oscillation®** permette di far regredire le tumefazioni e gli edemi pre e post traumi poichè può essere utilizzato in una fase estremamente iniziale e contribuirà a favorire ed accelerare i processi di guarigione, a inibire le infiammazioni locali ed alleviare in modo duraturo i dolori.

Recupero dopo l'allenamento e stabilizzazione della performance - Nel recupero dopo l'allenamento **Deep Oscillation®** è ben conosciuta per i suoi effetti rapidi di rilassamento muscolare, dell'attenuazione dei dolori, della sua azione immediata sui microtraumi.

Questo trattamento permette un'eliminazione più veloce dei residui del metabolismo cellulare e degli scarti delle cellule. Ciò favorisce un rifornimento nutrizionale più efficace di sostanze nutritive, accelerando così il ripristino a un livello ottimale della performance. In questo modo si riducono i tempi necessari al recupero dopo l'allenamento.

Azione cicatrizzante - **Deep Oscillation®** contribuisce ad accelerare e migliorare il processo di cicatrizzazione. La sua azione anti-edematosa e antinfiammatoria promuove il trasporto locale negli strati tissutali favorendo ed accelerando la rigenerazione e cicatrizzazione.

Azione antinfiammatoria - **Deep Oscillation®** svolge un effetto di stimolazione immunitaria. Il trattamento permette di agire sui parametri immunologici andando ad aumentare le concentrazioni dei mediatori infiammatori. La funzione endogena di difesa contro le infezioni esogene aumenta a livello locale e la terapia rivela un importante effetto antinfiammatorio.

Effetto anti-edematoso - **Deep Oscillation®** agisce a livello interstiziale miscelando la sostanza fondamentale e permettendo così un ulteriore trasporto di liquido interstiziale e principi attivi (proteine, sostanze di scarto cellulare, neurotrasmettitori ecc.).

L'attivazione meccanica permette di mantenere aperti gli spazi interstiziali, favorendo il drenaggio. La riduzione dell'edema locale con presenza di infiammazioni asettiche si effettuerà con estrema rapidità.

Deep Oscillation® è disponibile in due versioni:

Evident: sviluppato per l'impiego professionale in cliniche e centri di medicina sportiva. Lo strumento è dotato di un grande display a colori ed il funzionamento con un solo comando consentono una selezione rapida e logica. L'apparecchiatura è disponibile su uno speciale carrello dove tutti gli accessori sono sistemati e facilmente accessibili.

Personal: di dimensioni contenute, funziona a batterie ricaricabili, molto pratico sia a casa che fuori. La card contiene i parametri di trattamento pre impostati, il display grande e una unica manopola sono la garanzia di una selezione semplice e veloce.

Deep Oscillation® is a unique, patented treatment method. Its special structure allows you to create biologically effective oscillations in the treated tissue using electrostatic attraction and friction. In contrast to other therapies, these pleasant oscillations have a gentle and deep-acting effect on all tissue components (skin, connective tissue, subcutaneous fat, muscles, blood and lymph vessels). With **Deep Oscillation®** the following physiological effects are clinically proven:

- highly effective in reducing pain
- anti-inflammatory
- improves the trophicity
- promotes wound healing
- effective in reabsorbing oedema
- rubor reduction
- antifibrotic action
- detoxification
- improves the quality of the tissue

For the treatment, the patient holds a titanium neutral element loosely between the fingers. The pleasant therapy effect of **Deep Oscillation®** is created beneath the hand applicator, which is moved in a circular motion above the tissue.

Thanks to its non-invasive, non-traumatic and highly effective approach, **Deep Oscillation®** is especially well suited to treat the following indications:

Traumatic injury and damage from overtraining **Deep Oscillation®** has an anti-inflammatory and oedema-reducing effect, directly stimulates self-mobilization in areas relieved of pain and thus enables an earlier return to active forms of therapy and training.

Pre and postoperative therapy - With **Deep Oscillation®**, swellings and oedemas can be relieved pre- and postoperatively considerably faster than with conventional therapies. Because it can be used at an extremely early stage, healing processes are stimulated and accelerated, local inflammation is inhibited and pain is reduced over a sustained period.

Training aftercare and performance stabilization In training aftercare, **Deep Oscillation®** is known for its rapid, muscle-relaxing and pain-relieving effects, and for its direct effect against microtrauma (muscle aches). Roughage and cell remains are removed more quickly through the treatment. This promotes a more effective nutritional supply to the muscle cells, thus accelerating the restoration to optimal performance. Regeneration times in the systematic training process can be reduced.

Encouraging wounds to heal - **Deep Oscillation®** fastens and improves the healing process. Its oedema-reducing and anti-inflammatory effects helps the local metabolic transport improving tissue regeneration and wounds healing.

Anti-inflammatory action - **Deep Oscillation®** suppresses acute and chronic inflammation by restricting pro-inflammatory cell movement to the damaged area, by reducing the inflammatory mediator release and by inhibiting water and protein leakage from the blood and lymph vessels.

Oedema and fibrosis reduction - On the level of the interstitium **Deep Oscillation®** causes a "shuffling" of the basic substances, promoting the removal of the interstitial fluid as well as content material. Interstitial septa and fissures are kept open by the mechanical activation, which helps interstitial drainage. This significantly reduces both local oedema and aseptic inflammation.

Deep Oscillation® is available in two versions:
Evident: designed for professional use in clinics and sports medicine centres. The rotatable and tiltable control together with a large colour display, enables the fast and efficient selection of parameters. The unit is on a special trolley in which all accessories are well stored.

Personal: Battery operation and handy size guarantee flexible use at home and outdoor. The therapy card provides pre-programmed treatments easily selected by the single button and the generous colour display.

IMOOVE

ESEGUI UN LAVORO GLOBALE DEL CORPO IN INSTABILITÀ
GLOBAL WORK OF THE BODY IN MOVEMENT



EL 242 IMOOVE 600 CE
EL 247 IMOOVE 500




EL 254 IMOOVE 300



EL 254 IMOOVE 300

Il movimento elisferico attiva i movimenti naturali della colonna vertebrale e i principali sistemi articolari e muscolari.
The elispheric movement activates the natural movement of the spine column and of the main joint and muscular system.



La spirale
il vero movimento naturale delle vertebre
The spiral
the real natural movement of vertebrae

L'ESPERTO DELLE VERTEBRE THE VERTEBRAL EXPERT



IMOOVE. La tecnologia avanzata per la medicina fisica e riabilitativa.

Imoove è un innovativo dispositivo con un largo spettro di applicazioni funzionali riabilitative, rappresenta la maggiore evoluzione nel campo riabilitativo in quanto il suo esclusivo **Movimento Elisferico®** (movimento naturale del corpo di rotazione a spirale) è la combinazione di più traiettorie ellittiche su una porzione di una sfera. Il movimento caratteristico di **Imoove** associato alla vostra esperienza, vi permetterà di trattare un vasto numero di patologie osteo-muscolari in maniera funzionale e dinamica. **Imoove** è quindi un nuovo approccio alla riabilitazione. Si tratta di uno strumento di rieducazione basato sull'utilizzo, il controllo, la riabilitazione e l'ottimizzazione dei movimenti spirodali naturali del corpo. Una rieducazione eseguita in totale sicurezza con velocità e ampiezza regolabili in modo preciso. Infatti, il **Movimento Elisferico®** stimola una **propriocezione profonda** e ristabilisce l'equilibrio muscolare e posturale del corpo: gli esercizi funzionali proposti da Imoove sfruttano l'instabilità della pedana e, grazie alla sollecitazione di tutte le funzioni di adattamento biomeccanico e propriocettivo, allenano il controllo motorio e posturale del corpo, così come l'elasticità articolare. Imoove attiva la strategia della compensazione del corpo, aiuta la riproduzione del gesto atletico escludendo il dolore in quanto la parte traumatizzata viene integrata nel movimento complessivo del corpo e non viene sollecitata direttamente. Mentre i metodi tradizionali propongono molto spesso soltanto delle risposte frammentarie, **Imoove** permette di realizzare un'azione completa, profonda ed efficace sulla totalità dell'organismo, ripristinando tutti i parametri dei movimenti complessi di

tutte le articolazioni.

Il movimento elisferico è una vera innovazione mondiale: a velocità lenta, intensità moderata, il professionista procede all'analisi della postura in situazione funzionale, lavorando in verticale ed in sicurezza.

Grazie ai suoi programmi integrati di valutazione, **Imoove** permette l'analisi dinamica delle disfunzioni biomeccaniche del corpo e propone degli esercizi funzionali ed efficaci. **Imoove** integra un insieme di programmi variabili che permettono di affrontare con precisione tutte le traumatologie e le disfunzioni del corpo.

L'ampio schermo touch screen a colori facilita un uso intuitivo e semplice e allo stesso tempo divertente per l'utente.

Imoove è una macchina silenziosa dal design elegante ed inedito che si adatta a tutti gli ambienti. La sua forma ergonomica ed accogliente accompagna i vostri movimenti in assoluta sicurezza e comfort.

La pedana si inclina fino al livello del suolo ed è accessibile ai pazienti con mobilità ridotta.

I suoi bracci avvolgono e mettono in condizione di sicurezza l'utente.

CHE BENEFICI PUO' OFFRIRE IMOOVE:

- ottimizza i movimenti naturali spirodali del corpo
- stimola la propriocezione profonda
- allena il controllo motorio e posturale del corpo
- analizza dinamicamente le disfunzioni biomeccaniche del corpo

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- rieducazione propriocettiva
- riabilitazione funzionale
- traumatologia
- riabilitazione
- strategia motoria

IMOOVE. The advanced technology for physical medicine and rehabilitation.

Imoove is a device with a broad spectrum of functional rehabilitation applications, it represents the major evolution in rehabilitation field because its exclusive **Elispheric® Movement** (natural spiral rotation movement of the body) is the combination of multiple elliptical trajectories over a portion of a large sphere. The characteristic movement of **Imoove** associated to your experience will enable you to treat a large number of osteo-muscular pathologies in a **dynamic and functional way**.

Imoove is a new approach to rehabilitation. It is a rehabilitation tool based on the use, **control, re-education, and optimisation of the natural spiral movements of the body**. A re-education in full safety with its speed and amplitude adjustable to precision. Its applications are numerous: **proprioceptive re-education, functional rehabilitation, traumatology, reathletisation, motor strategies, etc.**

The **Elispheric® Movement** stimulates a deep proprioception and re-establishes the muscular and natural balance of the body. The functional exercises suggested by **Imoove** make use of the footrest's instability to stimulate and **train the motor and postural control of the body** and the articular elasticity thanks to the solicitation of all the functions of bio-mechanic and proprioceptive adaptation. **Imoove** activates the strategy of the body compensation, supports the reproduction of the athletic gesture excluding pain because the injured part is integrated in the overall movement of the body and is not directly stimulated. While traditional methods offer very often only fractional respon-

ses, **Imoove** allows for a comprehensive, deep, and effective action throughout the whole organism. The elispheric movement is truly innovative: at slow speed, moderate range setting the user performs a functional posture analysis.

Through its integrated assessment **Imoove** allows dynamic analysis of biomechanical dysfunctions of the body and provides effective and functional exercises. **Imoove** integrates a diverse set of programs to precisely target all trauma and body malfunctions.

The large color screen is simple and user friendly whilst remaining fun for the user.

Imoove is elegantly designed to be silent and adapt to any environment.

Its ergonomic and welcoming shape accompanies your movement and in a safe and comfortable way.

The platform slopes down to the ground making it available for patients with reduced mobility.

The arms of the device wrap around and secure the user.

BENEFITS IMOOVE CAN OFFER:

- optimises the natural spiral rotation movement of the body
- stimulates deep proprioception
- trains mobility and postural control of the body
- analyses dynamically the biomechanic disorders of the body

APPLICATION AREAS

- proprioceptive rehabilitation
- functional rehabilitation
- traumatology
- re-athletization
- mobility

METODO APS cod. FITU780

ALLUNGAMENTO PASSIVO/ATTIVO IN SOSPENSIONE



COMPLETO DI DVD
COMPLETE OF DVD

Per la prevenzione, la rieducazione e l'allenamento

E' un metodo che, grazie ad un attrezzo appositamente realizzato, permette al paziente di effettuare esercizi con il corpo in sospensione. Questo metodo risulta particolarmente vantaggioso per l'incremento del ROM e della fluidità dei gesti agonistici, ma anche per il riallineamento articolare e posturale.

Il corpo del paziente in "sospensione" è sottoposto ad una forza di trazione che viene sfruttata per rendere più efficaci gli esercizi di allungamento. Con il corpo sospeso, infatti, si alleggerisce il carico sul sistema muscolo scheletrico e, di conseguenza, si agevola il lavoro sulla flessibilità.

Il metodo APS, attraverso la riproduzione dei gesti specifici effettuati in sospensione, permette di correggere l'organizzazione dei segmenti corporei in azione, riequilibrando, così, le capacità biomeccaniche. In questo modo il riallineamento posturale avviene considerando l'interdipendenza che esiste, nei gesti sportivi, tra tutte le articolazioni del corpo e non limitandosi ad un intervento puramente distrettuale.

L'allungamento, pertanto, interessa l'intera catena muscolare, nel rispetto del concetto che i muscoli non sono indipendenti gli uni dagli altri, ma sono collegati in lunghe catene muscolari all'interno del sistema miofasciale.

In sintesi il Metodo APS:

- Aumenta la flessibilità e l'elasticità miotendinea, con un miglioramento globale della capacità di movimento.
- Contribuisce a contrastare la retrazione dei tessuti (che viceversa porterebbe ad assumere posture scorrette e limitare la fluidità dei gesti sportivi).

- Favorisce il rilassamento, riduce lo stress fisico e migliora la coordinazione dei movimenti.
- Favorisce il recupero posturale nei disordini muscoloscheletrici. Il dolore muscolare viene influenzato e influenza la postura e il movimento. Con il metodo APS i disordini posturali possono essere riprogrammati e riequilibrati.
- Favorisce la lubrificazione articolare, contribuendo a contrastare l'usura della cartilagine.
- Aiuta a recuperare la normale ampiezza di movimento dopo un trauma o un intervento.

METHOD APS cod. FITU780

PASSIVE/ACTIVE STRETCHING IN SUSPENSION



For prevention, re-education and training

It is a method that, thanks to a specific device, allows the patient to work with its body in suspension. This method is especially useful to increase ROM and for the fluidity of the athletic gesture but also for the articular and postural realignment.

The body in "suspension" is subjected to a traction force which is exploited to make more effective stretching exercises. In fact when the body is in "suspension" the load on the musculoskeletal system is lighter and, as a consequence, with the hanged body, it lightens the load on the musculoskeletal system and, as a consequence, this facilitates the work on overall flexibility.

The Method APS, through the reproduction of specific gestures carried out in suspension, allows to correct the organization of body segments in action, rebalancing, so, biomechanical capabilities. In this way the postural realignment will be effected taking into consideration the interdependence that exists, in athletic gestures, among all joints and not limited to a purely district intervention.

The elongation, therefore, affects the entire muscle chain, in accordance with the concept that the muscles are not independent, but are linked in long muscle chains in the myofascial system.




In summary, the method APS:

- *Increases tendon flexibility and elasticity, with global improvement of movement capacity.*
- *It helps to counteract the shrinking of the tissues (which conversely would lead to assume wrong postures and limit the fluidity of sporting gestures).*
- *Promotes relaxation, reduces physical stress and improves movement coordination.*

ment coordination.

- *Favours postural recovery in musculoskeletal disorders. Muscle pain is influenced and influences posture and movement. With the APS method postural disorders can be reprogrammed and re-balanced.*
- *Supports joint lubrication, helping to counteract the wear of the cartilage.*
- *It helps restore normal range of motion following trauma or surgery.*

MEDISLIPPER 1000 ACTIVE/PASSIVE

Vista frontale
Front viewVELOCITÀ ANGOLARE
ANGULAR VELOCITYFORZA NEL TEMPO
FORCE IN TIMERegolatore ampiezza raggio
Circling amplitude controlConsole dei comandi
Control consoleAlloggio del piede
Foot lodging

MEDISLIPPER 1000 è l'evoluzione che permette la riabilitazione non solo ATTIVA ma anche PASSIVA della caviglia. MEDISLIPPER 1000 è un'apparecchiatura tecnologicamente innovativa, specifica per l'allenamento muscolare e riabilitazione della caviglia che permette, con un movimento di circonduzione attivato dal paziente o passivamente dalla macchina, il recupero funzionale del range articolare della tibio-tarsica in tutte quelle situazioni che determinano ipomobilità.

Pertanto il suo campo di azione è molto ampio, potendo intervenire in ambito traumatologico, medico-sportivo e neurologico.

La caratteristica fondamentale del MEDISLIPPER 1000 è la possibilità di stimolare i meccanocettori e i propriocettori determinando una attivazione muscolare rapida in ogni circostanza e agendo sulla escursione articolare e sulla velocità di movimento. In questo modo si ottengono risultati eccezionali in quanto è possibile agire sui movimenti complessi della caviglia e permettere un recupero funzionale ATTIVO o PASSIVO del completo range articolare.

Da oggi il MEDISLIPPER 1000 è dotato anche di particolari sensori con i quali si può misurare la velocità angolare e la forza nel tempo, validi test di verifica dell'effettivo miglioramento del paziente a seguito del trattamento riabilitativo o di allenamento effettuato.

INDICAZIONI MOVIMENTO ATTIVO/PASSIVO

Il MEDISLIPPER 1000 trova un'ottima collocazione come strumento per la riabilitazione multifunzionale, per il recupero articolare, per il rinforzo muscolare e per l'allenamento della caviglia in caso di:

- Traumi Distorsivi con interessamento capsulo-legamentoso
- Contusioni Articolari
- Distrazioni muscolari
- Fratture
- Esiti Neurologici

PERMETTE IL RECUPERO DEI SEGUENTI MOVIMENTI:

- Flessione dorsale
- Flessione plantare
- Pronazione
- Supinazione
- Varizzazione
- Valgizzazione
- Inversione
- Eversione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Console che raccoglie i comandi per impostare il movimento del paziente
- Tasto di emergenza
- Alloggiamento del piede e della coscia rivestito in tessuto
- Alimentazione: 220/230 V ~ 50/60 Hz
- Potenza max assorbita: 150 Watt
- Direttiva EMI: EN 60601-1-2
- Peso massimo dell'utente: 110 kg

MEDISLIPPER 1000 is the evolution that allows the ACTIVE rehabilitation but also the PASSIVE rehabilitation of the ankle. MEDISLIPPER 1000 is a technologically innovative apparatus, specific for the muscle training and the ankle rehabilitation that allows, with a circumduction movement performed by the patient or passively by the machine, the functional recovery of the tibio-tarsal articulation range in all hypo-mobility conditions.

Therefore it has different field of application such as traumatology.

The main characteristic of MEDISLIPPER 1000 is the ability to stimulate the mechanoreceptors and proprioceptors determining a rapid muscle activation in all circumstances, and acting on the articular excursion and speed of movement. In this way you get exceptional results since it is possible to act on the complex movements of the ankle and allow an active or passive functional recovery of the complete joint range.

Now MEDISLIPPER 1000 is equipped with special sensors to measure angular velocity and force in time, valid checking tests to check the actual improvement of the patient as a result of rehabilitation treatment or running session.

INDICATIONS FOR ACTIVE / PASSIVE MOVEMENTS

MEDISLIPPER 1000 is a multifunctional tool for rehabilitation, joint recovery, muscle strengthening and training of the ankle in case of:

- Sprains with capsulo-ligament involvement
- Articular lesions
- Muscle distractions
- Fractures
- Neurological outcomes

MEDISLIPPER 1000 ALLOWS TO RECOVER THE FOLLOWING MOVEMENTS:

- Dorsal flexion
- Plantar flexion
- Pronation
- Supination
- Varization
- Valgization
- Inversion
- Eversion

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Console that contains all keys to set the movement the patient has to perform.
- Emergency key
- Housing of foot and leg, covered with fabric
- Power supply: 220/230 V ~ 50/60 Hz
- Max absorption: 150 Watt
- EMI directive: EN 60601-1-2
- Max patient weight allowed: 110 kg



altezza massima/max height 70 cm
altezza minima/minimum height 57 cm



Medi Slipper è un'apparecchiatura tecnologicamente innovativa, unica nel suo genere, specifica per l'allenamento muscolare della caviglia che permette, con un movimento di circonduzione attivato dal paziente, il recupero funzionale del range articolare della tibio-tarsica in tutte quelle situazioni che ne determinano ipomobilità.

La caratteristica fondamentale di Medi Slipper è la possibilità di agire sulla escursione articolare e sulla velocità di movimento.

In questo modo si ottengono risultati eccezionali in quanto non esiste alcuna strumentazione in grado di agire sui movimenti complessi della caviglia e di permettere un recupero funzionale attivo del suo range articolare.

Per lo svolgimento corretto degli esercizi posizionare la gamba del paziente a 90° come evidenziato nella foto. Utilizzare uno sgabello con regolatore dell'altezza modificato per poter gestire le varie tipologie di pazienti.

INDICAZIONI:

Il Medislipper trova un'ottima collocazione come mezzo ausiliario nella terapia fisica del rinforzo e dell'allenamento post trauma della caviglia.

- Traumi Distorsivi con interessamento capsulo-legamentoso
- Contusioni Articolari e Muscolari
- Fratture
- Distrazioni muscolari

RECUPERO DEI SEGUENTI TIPI DI MOVIMENTO:

- Flessione dorsale
- Plantare
- Pronazione
- Supinazione
- Varizzazione
- Valgizzazione

CARATTERISTICHE TECNICHE:

A) Mini computer che misura il tempo dell'esercizio e il numero di giri del volano;

B) Dispositivo graduato che regola l'ampiezza della circonduzione;

C) Frizione per la regolazione dell'intensità dello sforzo;

D) Limitatori graduati del range articolare.



A



B



C



D

Medislipper is a unique technologically innovative equipment, specially made for ankle-muscle training that favours the functional recovery of the tibiotarsal articulation range in all hypomobility conditions through circumduction movements performed by the patient.

A fundamental peculiarity of Medi Slipper is the possibility of improving the articular range and the movement velocity.

This equipment allows obtaining excellent results, since no instrument is able to act on the complex movements of the ankle and to provide for the active functional recovery of its articulation range.

The patient leg must be positioned at 90° as showed in the picture, use for the exercise a stool with height regulator modified in order to find the right position for all different patients.

INDICATIONS:

Medi Slipper is an excellent auxiliary instrument in strengthening physiotherapy and in the post-traumatic training of the ankle.

- Distorsion traumas with capsular ligament affection
- Articular and muscular contusions
- Fractures
- Muscle sprains

RECOVERY OF FOLLOWING MOVEMENTS:

- Dorsal flexion
- Plantar flexion
- Pronation
- Supination
- Varization
- Valgization
- Inversion
- Eversion

TECHNICAL SPECIFICATIONS:

A) Mini computer measuring the training time and the number of flywheel turns;

B) Graduated device regulating the circumduction range;

C) Clutch for the adjustment of strain intensity;

D) Graduated articular range limiting device.

MAGCELL® ARTHRO cod. EL258



MAGCELL® ARTHRO è un prodotto innovativo, testato e brevettato per la magnetoterapia con campi magnetici pulsati. Un elettromedicale di ridotte dimensioni in grado di creare campi magnetici pulsanti ad alta potenza fino a 100 mT (1000 gauss) con gamme di frequenza selettive.

La terapia magnetica si basa sull'utilizzo di onde elettromagnetiche, capaci di interagire a livello dei tessuti accelerando i processi di scambio ionico che avvengono a livello delle membrane cellulari, stimolando così il metabolismo tissutale nell'ottica della rigenerazione e guarigione dei tessuti dopo eventi lesivi o patologie di diversa natura anche a una profondità di 3-5 cm.

MAGCELL® ARTHRO funziona a batteria consentendo l'esecuzione di programmi terapeutici brevi e ripetibili più volte al giorno. Funziona in maniera automatica: una volta attivato tramite l'apposito pulsante di avvio si spegne da solo a fine ciclo di terapia.

IMPIEGHI TERAPEUTICI:

- Patologie osteoarticolari
- Artrite
- Alluce rigido o valgo
- Neuropatie periferiche
- Osteoporosi
- Polineuropatie chemioterapiche

***MAGCELL® ARTHRO** is an innovative product, tested and patented for magnetotherapy with pulsed magnetic fields. An electromedical of small dimensions able to create pulsating magnetic fields at high power up to 100 mT (1000 gauss) with selective frequency ranges.*

Magnetic therapy is based on the use of electromagnetic waves, capable of interacting at the level of tissues by accelerating the ion exchange processes that take place at the level of cellular membranes, thus stimulating tissue metabolism in view of tissue regeneration and healing after harmful events or pathologies of different nature even at a depth of 3-5 cm.

***MAGCELL® ARTHRO** runs on battery allowing short and repeatable therapeutic programs to be performed several times a day. It works automatically: once activated through the appropriate start button it turns off by itself at the end of the therapy cycle.*

THERAPEUTIC USES:

- Osteoarticular pathologies
- Arthritis
- Stiff toe or valgus
- Peripheral neuropathies
- Osteoporosis
- Chemotherapeutic polyneuropathies

BIODY EXPERT cod. EL265



Bioimpedenziometri Biody Biody Bioelectrical Impedance Analysys



I **bioimpedenziometri Biody** sono prodotti di ultima generazione, portatili e senza fili con connessione bluetooth. Si basano sulla misurazione contemporanea di mano e piede grazie a dei sensori integrati nel dispositivo. La gamma prevede due prodotti in grado di misurare indicatori differenti per l'analisi della composizione corporea:

- **Biody Xpert:** pensato per un uso medico ed estetico professionale
- **Biody Coach:** pensato per rilevare parametri relativi al Fitness & Wellness

Questi dispositivi sono in grado di rilevare più di 70 indici di misurazione corporea con una sola rilevazione. I risultati possono essere visualizzati nel software in cloud e nell'applicazione disponibile per tutti i dispositivi MAC, IOS, Android, Windows. La gamma **Biody** è il frutto di oltre quarant'anni di lavoro nello sviluppo di formule interpretative. Permette un'eccellente ripetibilità tra due misure, che è stata convalidata dal laboratorio metrologico e di prova francese "GMED".

Parametri analizzati da Biody Xpert

Metabolismo basale, Fabbisogno energetico, massa grassa pura e massa grassa a idratazione costante, massa muscolare e massa muscolare degli arti come indice di sarcopenia, massa magra senza grasso, massa secca senza grasso, contenuto minerale osseo, proteine metabolicamente attive, massa cellulare attiva, acqua totale, bilancio idrico, idratazione senza grassi, bilancio idrico senza grassi, rischi metabolici, rischi cardiovascolari e monitoraggio rischio del paziente (inserimento circonferenze), Angolo di fase.

Parametri analizzati da Biody Coach

Metabolismo basale, Fabbisogno energetico. Massa grassa a idratazione costante, massa muscolare scheletrica e massa secca senza grasso, idratazione senza grassi, bilancio idrico (intra ed extra cellulare) massa cellulare attiva e Angolo di fase.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Misurazione multifrequenza: da 5 a 200 Khz
Range di misurazione: 20-1500 Ohms
Precisione: Impedenze 1%
Angolo di fase: $\pm 0,5$
Peso: 300 gr
Dimensioni: 26 x 5 x 4 cm

BIODY COACH cod. EL266

*The **Biody Bioelectrical Impedance Analysys** are products of the latest generation, portable and wireless with bluetooth connection. They are based on the simultaneous measurement of hand and foot thanks to the sensors integrated in the device. The range includes two products that can measure different indicators for body composition analysis:*

- **Biody Xpert:** designed for professional medical and aesthetic use
- **Biody Coach:** designed to detect parameters related to Fitness & Wellness

*These devices are able to detect more than 70 body measurement indices with a single detection. The results can be viewed in the cloud software and the application available for all MAC, IOS, Android, Windows devices. The **Biody** range is the result of over forty years of work in the development of interpretative formulas. It allows excellent repeatability between two measurements, which has been validated by the French metrological and testing laboratory "GMED".*

Parameters analyzed by Biody Xpert

Basal metabolism, Energy requirement, pure fat mass and fat mass with constant hydration, muscle mass and limb muscle mass as an index of sarcopenia, fat-free lean mass, dry mass without fat, bone mineral content, metabolically proteins active, active cell mass, total water, water balance, fat-free hydration, fat-free water balance, metabolic risks, cardiovascular risks and patient risk monitoring (Circumference insertion), Phase angle.

Parameters analyzed by Biody Coach

Basal metabolism, Energy requirement. Fat mass with constant hydration, skeletal muscle mass and dry mass without fat, fat-free hydration, water balance (intra and extra cellular) active cell mass and phase angle.

TECHNICAL FEATURES

Multi-frequency measurement: from 5 to 200 Khz
Measurement range: 20-1500 Ohms
Accuracy: 1% impedances
Phase angle: $\pm 0,5$
Weight: 300 gr
Dimensions: 26 x 5 x 4 cm

SPINE STRETCHING MAT TECNOLOGIA A MULTI CAMERA D'ARIA



Spine Stretching Mat è un materassino sviluppato per permettere un completo stretching della colonna vertebrale, pensato sia ad uso professionale che domestico.

Tecnologia a multi camera d'aria

Utilizzando un sistema di diverse camere d'aria alternate e sincronizzate il materassino estende dolcemente la colonna vertebrale dall'osso sacro alle vertebre cervicali, rilassando i muscoli della schiena e migliorando la postura e l'equilibrio globale del corpo.

Distensione completa delle vertebre

Con 5 sezioni che si gonfiano e sgonfiano con diverse sequenze e durata, crea un effetto di spinta e allungamento sulle vertebre, allentando così la tensione tra i dischi intervertebrali e riducendo la pressione sulla colonna.

Protocolli scientificamente testati

Spine Stretching Mat si basa su precisi protocolli di ambito fisioterapico illustrati in un apposito manuale d'uso con le indicazioni di utilizzo da seguire per una distensione completa della colonna vertebrale.

L'importanza di evitare lo stress della colonna vertebrale

La colonna vertebrale è parte del complesso sistema nervoso centrale e quindi da questa dipendono anche le nostre "condizioni" mentali. I dolori derivati da stress della colonna vertebrale colpiscono circa l'80% della popolazione mondiale. Pochi minuti di stretching della colonna vertebrale durante la settimana, possono influire positivamente sul proprio benessere psico-fisico.

Il set è composto da:

- Spine Stretching Mat
- Regolatore del flusso d'aria • Telecomando
- Guida Utente
- Protocolli d'uso

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione: 100-240 ac 4a, 50 / 60 hz, 50 w

Range di pressione: 20-520 mmhg

Timer: 15 / 30 min

Peso: 2,95 kg (materassino) + 1,29 kg (compressore)

Dimensioni: 635 mm x 1000 mm (materassino) - 100 mm x 215 mm x 215 mm (compressore)

FITU781



The new Spine Stretching Mat is a device for both professional and personal use, developed to allow a complete stretching of the spine.

Spine Stretching Mat: technology at multi air chambers

New Spine Stretching Mat is based on careful physiotherapeutic protocols. Using a multi air chamber technology, this mattress gently expands spine from the sacrum to the cervical vertebrae, strengthening the back muscles, ligaments and improving body balance and posture. With 5 sections which inflate and deflate with different sequences and duration, it creates an effect of pushing and stretching the vertebrae which loosens the tensions between the intervertebral disks, reducing the pressure on the column.

Why is it important not to stress the spine?

The spine is part of the complex central nervous system and from this depend also our mental "condition". The pains derived from spinal stress affect about 80% of the world population.

A few minutes of **stretching of the spinal column during the week**, can have a positive influence on our physical and mental wellbeing.

The set consists of:

- Spine Stretching Mat
- Regulator of air flow
- Remote control
- User Guide
- User Protocols

TECHNICAL FEATURES:

Tension 100-240 AC 4A, 50 / 60Hz, 50W

Pressure range 20-520mmHg

Timer 15, 30min


Weight Spine Stretching Mat 2.95kg; air flow regulator - 1.29kg

Dimensions Spine Stretching Mat - 635 mm x 1000mm; Air Flow

Regulator - 100mm x 215 mm x 215 mm

FITU781

LETTINO POSTURALE 4 SESSIONI ELETTRICO POSTURAL BED 4 SESSIONS ELECTRIC



Letto a quattro sezioni regolabile elettricamente in altezza, per rieducazione posturale e massaggi. Il letto è dotato di pediera regolabile mediante molla a gas e appoggia braccia laterali ruotabili e scorrevoli lungo tutto il piano. Il letto è inoltre predisposto per l'applicazione dell'asta di sostegno per le caviglie regolabile in altezza e completo di corda e cavigliera. L'imbottitura è meno spessa e più rigida rispetto alle standard. Grazie alla sua struttura questo letto permette il passaggio del sollevatore e una portata di 200 kg.

DIMENSIONI

Larghezza: 56 cm - Lunghezza: 200 cm - Altezza: 56/100 cm - Portata max: 200 kg.

Regolazione della pediera con molla a gas: +60° - 90°

Appoggia braccia laterali scorrevoli e ruotabili: 180°

Peso: 70 kg

Four-section bed electrically adjustable in height, for postural re-education and massages. The bed is equipped with a footrest adjustable by a gas spring and supports rotatable and sliding side arms along the entire floor. The bed is also prepared for the application of the ankle support rod adjustable in height and complete with rope and ankle support. The padding is less thick and more rigid than the standard ones. Thanks to its structure, this bed allows the passage of the lift and a capacity of 200 kg.

DIMENSION

Width: 56 cm - Length: 200 cm - Height: 56/100cm -Max capacity: 200 kg

Footboard adjustment with gas spring: + 60 ° - 90 °


Lean sliding and rotating arms: 180 °

Weight: 70 kg

FITU799

FITU799

LETTINO POSTURALE 4 SESSIONI POSTURAL BED 4 SESSIONS



Letto a quattro sezioni ad altezza fissa, per rieducazione posturale e massaggi. Il letto è dotato di pediera regolabile mediante molla a gas e appoggia braccia laterali ruotabili e scorrevoli lungo tutto il piano. Il letto è inoltre predisposto per l'applicazione dell'asta di sostegno per le caviglie regolabile in altezza e completo di corda e cavigliera. Grazie alla sua struttura questo letto permette il passaggio del sollevatore e una portata di 180 kg.

DIMENSIONI

Larghezza: 56 cm - Lunghezza: 200 cm - Altezza: 74 cm - Portata max: 180 kg.

Regolazione della pediera con molla a gas: +60° - 90°

Appoggia braccia laterali scorrevoli e ruotabili: 180°

Peso: 70 kg

Four-section table with fixed height, for postural re-education and massages. The bed is equipped with a footrest adjustable by a gas spring and supports rotatable and sliding side arms along the entire floor. The bed is also prepared for the application of the ankle support rod adjustable in height and complete with rope and ankle support. Thanks to its structure, this bed allows the passage of the lift and a capacity of 180 kg.

DIMENSION

Width: 56 cm - Length: 200 cm - Height: 74 cm -Max capacity: 180 kg

Footboard adjustment with gas spring: + 60 ° - 90 °

Lean sliding and rotating arms: 180 °

Weight: 70 kg

FITU800

FITU800

LETTINO ELETTRICO 2 SEGMENTI 2 SECTION ELECTRIC BED



Lettino a due segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testa regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas. Foro per la respirazione completo di tappo. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1IM. Portata massima 150 kg.

Two sections bed, electrically adjustable height from cm. 45 to cm. 90 by means of pedal control. Adjustable headpiece from + 60° to -20° by means of gas piston. Breathing hole. Covering is treatment- sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. Maximum load capacity 150 kgs.

FITU106 L/L 190 cm x L/W 65 cm x A/H 47-80 cm
Portata max kg 150 / Max load capacity kg 150

LETTINO ELETTRICO 5 SEGMENTI 5 SECTION ELECTRIC BED



Lettino a cinque segmenti regolabile elettricamente in altezza da cm. 45 a cm. 90 mediante comando a pedale. Testa regolabile da +60° a -20° mediante pistone a gas con appoggia braccia regolabili e foro per la respirazione completo di tappo. Il busto e la pedaliera sono regolabili in più posizioni mediante pistone a gas. Può assumere la posizione Trendelenburg. Il piano è imbottito e rivestito in similpelle lavabile, antibatterico/antiacaro ed ignifuga classe 1/IM. Portata massima 150 kg.

Five sections bed, electrically adjustable height from cm 45 to cm 90 by means of pedal control. Adjustable headpiece from + 60° to -20° by means of gas piston. Breathing hole. Leg and bust sections adjustable by means of gas-piston. Covering is treatment- sanitized antimicrobial/antiacarus, flame retardant class 1IM and washable vinyl. Maximum load capacity 150 kgs.

FITU108 L/L 190 cm x L/W 65 cm x A/H 45-90 cm
Portata max kg 150 / Max load capacity kg 150

LETTINO PORTATILE SPORT SPORT PORTABLE BED



Lettino pieghevole a valigia con schienale regolabile, con altezza regolabile manualmente completo di foro facciale. Imbottitura in poliuretano espanso D25, rivestimento in ecopelle lavabile ed autoestinguente per la sua particolare struttura è adatto a diverse tipologie di utilizzi in vari ambiti.

Completo di foro facciale e custodia in tessuto che ne facilita il trasporto.

Dimensioni aperto
cm. 60x182x80 h
Dimensioni chiuso
cm. 19x91x55 h portata max 180 kg
Spessore imbottitura cm.4
Peso kg. 18

Portable folding bed with adjustable backrest, manually adjustable height complete with face hole. D25 polyurethane padding foam, covering in washable and self-extinguishing vinyl. For its particular structure it is suitable for uses in various fields.

Complete of face hole and tissue case.

Dimensions open
cm. 60x182x80 h
Dimensions close
cm. 19x91x55 h max load capacity 180 kgs
Padding thickness cm. 4
Weight 18 kgs

FITU301

LETTINO MASSAGE IN LEGNO WOODEN MASSAGE BED



Lettino costruito con legno duro pregiato di grande spessore. Struttura in noce baja. Testata ad inclinazione regolabile con imbottitura in gommapiuma ad alta densità. Rivestimento in skai lavabile. Completo di portarotolo e foro facciale

Lunghezza 190 cm
Larghezza 75 cm
Altezza 78 cm Semplice

This bed is solidly made of precious hardwood. The head section can be reclined in various positions and the surface is padded with high-density foam rubber. The bed is covered in washable Vinyl fabric and comes with a paper roll holder, a breathing hole. Available even with a handy shelf that runs the length of the unit.

Lenght 190 cm
Width 75 cm
Height 78 cm Simple

FITU113 semplice/simple
FITU114 con tavola/with table



Medi Sport s.r.l.

Via Acque Alte, 23
04100 Borgo Podgora
Latina (LT) Italy

Tel: +39 0773 636100
Fax: +39 0773 636002

info@medisport.it
www.medisport.it

Follow us



Medi Sport in the world

Albania
Saudi Arabia
Barhain
China, Cyprus
Egypt
UAE
Germany
Great Britain
Greece
Hong Kong
Hungary
India
Kuwait
Libia
Lithuania
Moldavia
Montenegro
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Serbia
Slovenia
Spagna
Switzerland
Tunisia
Turkey
Ukraine